

Utfyllnadskudde

Utfyllnadskuddar används för att ytterligare anpassa sittbredden efter brukaren. Dessa fästs på insidan av armstödens sidostöd med hjälp av en ficka fram och kardborrband bak. Utfyllnadskuddarna gör sitsbredden 2 cm smalare (1 cm per sida). Se även Infoblad Chassi, art.nr. 95937. Utfyllnadskuddarna är inte anpassade för Armstöd lågt och kan inte användas i kombination med Kilformat sidostöd.



Profilstopp

Profilstopp (B) används för att underlätta för vårdaren att ställa in huvud-/nackstödet på samma höjd/djup varje gång. Se även Infoblad Huvudstöd och Nackstöd, art.nr. 95932.



Väskkrok

Väskkrok (C) monteras runt körbygelrören och används för att hänga lättare väskor eller dylikt på. För att inte hindra hjulens rörelser bör väskan placeras centrerat bakom ryggstödet med ett handtag på varje väskkrok.



Tänk på

- Tipprisken ökar om rullstolens sits och/eller rygg vinklas bakåt och väskkrokarna belastas.
- Väskkrokarna bör inte belastas med mer än 5 kg totalt.
- Rullstol med utökad sits och ryggvinkling bör inte utrustas med väskkrokar.
- Kontrollera att rullstolen är utrustad med tippskydd och att de är utdragna i aktivt läge.
- Det ligger på vårdaren/användarens ansvar att kontrollera tipprisken och se till att tippskydd används.

Droppställning

Det är möjligt att utrusta HD Balance med en droppställning. Detta kan underlätta för brukaren att vara mer mobil under vissa typer av behandlingar och/eller undersökningar.

Konstruktionen är stabil och består av en kraftig lättviktsstång (D) i aluminium och ett fäste (E, nästa sida), som monteras i rullstolens ryggram på höger eller vänster sida. Droppställningens höjdställning regleras enkelt med en ratt. Vinkeln justeras med en ratt så att droppställningen alltid kan hållas lodrät även då rullstolens sits och/eller rygg vinklas. Hållaren har som standard dubbla krokar för att kunna bära två dropppåsar.



Tänk på

- Håll alltid droppställningen så vertikal som möjligt.
- Kontrollera alltid att vreden är åtdragna innan användning annars kan droppställningen falla framåt eller bakåt.
- Droppställningen medför en förhöjd tipprisk, speciellt med tunga droppåsar och i sitstiltat/ryggfällt läge.
- Var uppmärksam på dörrhöjden då droppställning används.
- Använd tippskydd.

E

Droppställningsfästet är försett med varningssymbol på utsidan för att påkalla att speciell information finns. Se dokument 95707.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguiden, art.nr. 95750.