

HD Balance mod. 24 och mod. 16 Referenstabell – balanseringslägen

Anpassningsnummer – se beställningsguide Markerad text (gul) anger EJ möjligt eller EJ rekommenderat

OBS! Vid tiltvinklar större än 20° eller vid ändring av balanseringsläget ska alltid tipprisken utredas.

OBS! Läs riskinformationen i infoblad 95707 innan rullstolen tas i bruk när andra tiltplåtar än standard används!

Pos Modell	Art.nr. Anpassn	Benämning anpassning	Tiltlägen Anpassningsnr Tilt	Art.nr. Sats	Kommentar	Art.nr. Tiltplåt	Benämning
1 24 och 16	-	Standard balansläge	Tilt 20° std *	-	* Tippstång std, övre stoppring i 5:e hålet uppifrån, undre stoppring i 1:a hålet nerifrån.	67051-6	Tiltplåt std svart
			67820-8 Tilt -5° - 20° **				
			67823-8 Tilt 0° - 30° ***				
			67824-8 Tilt -5° - 30° ****				
				67825-1 67825-1	** Tippstång std, övre stoppring i 3:e hålet uppifrån, undre stoppring i 1:a hålet nerifrån.		
					*** Tippstång förlängd, övre stoppring i 5:e hålet uppifrån, undre stoppring i 1:a hålet nerifrån. För mod. 24 : Tvärröret flyttas till bakre pos. Använd skruvsats 62541-9. HD Rehab rekommenderar att hjulfästet monteras i det bakre läget vid denna konfiguration.		
					**** Tippstång förlängd, övre stoppring i 3:e hålet uppifrån, undre stoppring i 1:a hålet nerifrån. För mod. 24 : Tvärröret flyttas till bakre pos. Använd skruvsats 62541-9. HD Rehab rekommenderar att hjulfästet monteras i det bakre läget vid denna konfiguration.		
2 24	67052-8	Anpassning Sitthöjd Ökad sitthöjd + 5 cm	Tilt 20° std *	69951-6	* Tippstång 67827-1 används, medföljer satsen. ** Kompletteras med tippstång 67828-1, medföljer ej satsen. Ej rekommenderad anpassning. Hjulfästen bör monteras i det bakre läget samt tipprisken måste kontrolleras.	67052-6	Tiltplåt höjd + 5 cm svart
	67820-8 Tilt -5° - 20° *						
	67823-8 Tilt 0° - 30° **						
	MÖJLIG Rekommenderas EJ						
		67824-8 Tilt -5° - 30° **					
			MÖJLIG Rekommenderas EJ				

Pos Modell	Art.nr. Anpassn	Benämning anpassning	Tiltlägen Anpassningsnr Tilt	Art.nr. Sats	Kommentar	Art.nr. Tiltplåt	Benämning
2 16	67052-8	Anpassning Sitthöjd Ökad sitthöjd + 5 cm	Tilt 20° std * 67820-8 Tilt -5° - 20° * 67823-8 Tilt 0° - 30° ** MÖJLIG Rekommenderas EJ 67824-8 Tilt -5° - 30° ** MÖJLIG Rekommenderas EJ	69951-6	* Tippstång 67827-1 används, medföljer satsen. ** Kompletteras med tippstång 67828-1, medföljer ej satsen. Ej rekommenderad anpassning. Hjulfästen bör monteras i det bakre läget samt tipprisen måste kontrolleras.	67052-6	Tiltplåt höjd + 5 cm svart
3 24	67053-8	Anpassning Sitthöjd Sänkt sitthöjd - 3 cm	Tilt 20° std * 67820-8 Tilt -5° - 20° ** (67823-8 Tilt 0° - 30° ***) Ersätts här av: 67821-8 Tilt 0° - 30° *** 67824-8 Tilt -5° - 30° N/A	69952-6	*, **, *** Tippstång standard. *, *** Övre stoppring byts till låg variant art.nr. 11038-5 * Hjulfäste främre läge: Tvärrör ska monteras i bakre – övre eller nedre position med medföljande skruv-mutter. Tippstång std, övre stoppring i översta hålet, nedre stoppring 5:e hålet nerifrån. Ger tilt max 20° . * Hjulfäste bakre läge: Tvärrör ska monteras i bakre – övre eller nedre position med medföljande skruv-mutter. Tippstång std, övre stoppring i översta hålet, undre stoppring 8:e hålet nerifrån. Ger tilt max 15° . Med vadersats Broms typ2, art.nr. 82446, och stoppring i 5:e hålet nerifrån kan tilt 20° uppnås . *, **, *** Benstöd: När benstöden är inställda i 90° läge kan länkhjulen slå i fotstöden när de är inställda i övre till medel position. Avhjälps om länkhjulen byts till art.nr. 67318, länkhjul 125 mm med förlängd gaffel. ** Tilt -5° EJ möjligt. Med den övre stoppringen borttagen är -3° tilt möjligt. Rekommenderas EJ. *** Hjulfäste främre läge: EJ möjligt. *** Hjulfäste bakre läge: Med vadersats Broms typ2, art.nr. 82446, och undre stoppring i 1:a hålet nerifrån kan tilt 30° uppnås . Tippstång ska vara standard, övre stoppring i översta hålet, nedre stoppring i nedersta hålet.	67053-6	Tiltplåt sänkt 3 cm svart

Pos Modell	Art.nr. Anpassn	Benämning anpassning	Tiltlägen Anpassningsnr Tilt	Art.nr. Sats	Kommentar	Art.nr. Tiltplåt	Benämning
3 16	67053-8	Anpassning Sitthöjd Sänkt sitthöjd - 3 cm	Tilt 20° std * 67820-8 Tilt -5° - 20° ** (67823-8 Tilt 0° - 30° ***) Ersätts här av: 67822-8 Tilt 0° - 30° *** 67824-8 Tilt -5° - 30° N/A	69952-6	* Tippstång std, övre stoppring i 1:a hålet uppifrån, undre stoppring 5:e hålet nerifrån. Skruv MRX 6x10 FZB (art.nr. 81121) i 1:a hålet nerifrån. Ger tilt max 20° . * , *** Övre stoppring byts mot låg variant art.nr. 11038-5 * , ** , *** Benstöd: När benstöden är inställda i 90° läge kan länkhjulen slå i fotstöden när de är inställda i övre till medel position. Kan avhjälpas om länkhjulen byts till art.nr. 67318 , länkhjul 125 mm med förlängd gaffel. ** Tilt -5° EJ möjligt. Med den övre stoppringen borttagen är -2° tilt möjlig. Rekommenderas EJ. *** Med tippstång standard och övre stoppring i översta hålet, nedre stoppring i nedersta hålet kan tilt 30° uppnås .	67053-6	Tiltplåt sänkt 3 cm svart
4 24	67056-8	Anpassning Sittenhet Framflyttad 3 cm	Tilt 20° std * 67820-8 Tilt -5° - 20° ** 67823-8 Tilt 0° - 30° *** 67824-8 Tilt -5° - 30°	69956-6	Kräver adapterplatta. * Tippstång std, övre stoppring i 2:a hålet uppifrån och undre stoppring 5:e hålet nerifrån. Skruv MRX 6x10 FZB (art.nr. 81121) i 1:a hålet nerifrån. Ger tilt max 20° . ** Tilt -3° möjligt, med den övre stoppringen i översta hålet. Med den övre stoppringen borttagen är -5° tilt möjlig. Rekommenderas EJ. *** Tippstång std, övre stoppring i 2:a hålet uppifrån och undre stoppring i 1:a hålet nerifrån. Ger tilt max 30°	67056-6	Tiltplåt framflyttad 3 cm std höjd, svart
4 16	67056-8	Anpassning Sittenhet Framflyttad 3 cm	Tilt 20° std * 67820-8 Tilt -5° - 20° ** 67823-8 Tilt 0° - 30° *** 67824-8 Tilt -5° - 30° ****	69956-6	Kräver adapterplatta. * Tippstång std, övre stoppring i 2:a hålet uppifrån och undre stoppring 5:e hålet nerifrån. Skruv MRX 6x10 FZB (art.nr. 81121) i 1:a hålet nerifrån. Ger tilt max 20° . ** , **** Tilt -3° möjligt, med den övre stoppringen i översta hålet. Med den övre stoppringen borttagen är -5° tilt möjlig. Rekommenderas EJ. *** Tippstång std, övre stoppring i 2:a hålet uppifrån och undre stoppring i 1:a hålet nerifrån. Ger tilt max 30°	67056-6	Tiltplåt framflyttad 3 cm std höjd, svart

5 16	67057-8	Anpassning Sittenhet Bakflyttad 3 cm	<p>Tilt 20° std *</p> <p>67820-8 Tilt -5° - 20° **</p> <p>67823-8 Tilt 0° - 30° ***</p> <p>67824-8 Tilt -5° - 30° ****</p>	69957-6	<p>* Tippstång std, övre stoppring i 4:e hålet uppifrån och undre stoppring 1:a hålet nerifrån. Ger tilt max 22°.</p> <p>** Tippstång std, övre stoppring i 3:e hålet uppifrån och undre stoppring 1:a hålet nerifrån. Ger tilt -3° till 22°.</p> <p>*** Tippstång förlängd, övre stoppring i 4:e hålet uppifrån och undre stoppring 3:e hålet nerifrån. Ger tilt max 30°. Undre stoppring 1:a hålet nerifrån. Ger tilt max 34°. Rekommenderas EJ.</p> <p>*** Tippstång förlängd, övre stoppring i 3:e hålet uppifrån och undre stoppring 3:e hålet nerifrån. Ger tilt -3° till 30°. Undre stoppring 1:a hålet nerifrån. Ger tilt max 34°. Rekommenderas EJ.</p> <p>*, **, ***, **** Gäller samtliga fall: Benstöd: Kan EJ användas i 90° position utan att länkhjulen byts till art.nr. 67318, länkhjul 125 mm med förlängd gaffel.</p>	67057-6	Tiltplåt bakflyttad 3 cm std höjd, svart
7 24	67059-8	Anpassning Sittenhet Bakflyttad 3 cm, Sänkt 3 cm	<p>Tilt 20° std *</p> <p>67820-8 Tilt -5° - 20° N/A</p> <p>67823-8 Tilt 0° - 30° N/A</p> <p>67824-8 Tilt -5° - 30° N/A</p>	69959-6	<p>* Tippstång standard. Övre stoppring byts till låg variant art.nr. 11038-5</p> <p>* Hjulfäste främre läge: Tvårrör ska monteras i bakre – nedre position med medföljande skruv-mutter. Tippstång std, övre stoppring i översta hålet, undre stoppring 5:e hålet nerifrån. Ger tilt max 20°.</p> <p>* Hjulfäste bakre läge: Tvårrör ska monteras i bakre – nedre position med medföljande skruv-mutter. Tippstång std, övre stoppring i översta hålet, undre stoppring 8:e hålet nerifrån. Ger tilt max 15°.</p> <p>* Benstöd: Kan EJ användas i 90° position utan att länkhjulen byts till art.nr. 67318, länkhjul 125 mm med förlängd gaffel.</p>	67059-6	Tiltplåt bakflyttad 3 cm sänkt 3 cm, svart

7 16	67059-8	Anpassning Sittenhet Bakflyttad 3 cm , Sänkt 3 cm	<p>Tilt 20° std *</p> <p>67820-8 Tilt -5° - 20° N/A</p> <p>67823-8 Tilt 0° - 30° **</p> <p>67824-8 Tilt -5° - 30° N/A</p>	69959-6	<p>*, ** Tippstång standard. Övre stoppring byts till låg variant art.nr. 11038-5</p> <p>* Tippstång std, övre stoppring i översta hålet, undre stoppring 5:e hålet nerifrån. Skruv MRX 6x10 FZB (art.nr. 81121) i 1:a hålet nerifrån. Ger tilt max 20°.</p> <p>** Tippstång std, övre stoppring i översta hålet, undre stoppring i 1:a hålet nerifrån. Ger tilt max 30°.</p> <p>*, ** Benstöd: Kan EJ användas i 90° position utan att länkhjulen byts till art.nr. 67318 , länkhjul 125 mm med förlängd gaffel.</p>	67059-6	Tiltplåt bakflyttad 3 cm sänkt 3 cm, svart
-------------	---------	--	---	---------	--	---------	--