

HD Balance kan utrustas med elfunktioner för sitstilt och ryggfällning vilket gör det möjligt för brukaren att själv ändra sittställning i rullstolen. Detta kan vara aktuellt för brukare med nedsatt bålbalans och/eller med hög risk för trycksår och med ett frekvent behov av att byta sittställning.

Handkontrollen (A) styr ett ställdon för tilten (B) och ett ställdon för ryggfällning (C). Båda dessa sitter placerade under sitsen. Handkontrollen kan skötas av antingen brukare eller vårdare beroende på vad som är lämpligt i det enskilda fallet. En individuell riskbedömning ska göras för att avgöra om brukaren självständigt klarar av att sköta handkontrollen. Handkontrollen har en hake som gör att den kan fästas/hängas på valfri plats. Se till att kabeln hänger så att den inte kläms eller är i vägen på något sätt.

OBS: Tilten kan inte begränsas eller utökas utan är alltid 0-20 grader. Detta gäller även ryggfällningen som alltid är 90-120 grader.



Laddning

Batteriet laddas så ofta som möjligt (med fördel under natten) och sker genom att handkontrollen kopplas till laddaren som i sin tur sätts i vägguttaget.

Tänk på

- Det går inte att manövrera tilt och ryggfällning manuellt på en rullstol som är utrustad med elställdon. Elfunktionen ersätter helt reglagen på körbygeln.
- Elfunktionerna går ej att kombinera med de tiltplåtar som ger sänkt, framflyttad eller bakflyttad sitsenhet.
- Gör alltid en individuell riskbedömning innan brukaren får hantera manöverdosan själv.
- Det går att utrusta rullstolen med el för endast sitstilt. Elfunktion på ryggfällning däremot fås endast i kombination med el på sitstilt.
- Klämrisker finns och det kan vara svårt att upptäcka om något hamnat i kläm i rörelsen. Var försiktig.
- Om bord används finns risk att brukaren kläms mot detta när ryggen fälls upp. Detta kan leda till kvävning.
- Produkten bör ej användas av brukare med ökade krav på rullstolens hållbarhet t ex vid kraftig tonusökning/spasticitet eller liknande rörelsemönster.
- Elställdon för rygg och tilt ökar rullstolens vikt med ca 5 kg. Komponenterna väger 6 kg men vid användning av elställdon tas andra komponenter, vilka väger ca 1 kg, bort från rullstolen.
- Max brukarvikt är 130 kg, dvs 5 kg mindre än om rullstolen inte är utrustad med elfunktioner.
- Vid eftermontering av elmanövrerad tilt på befintlig stol måste viss anpassning göras. Kontakta HD Rehab.

Artikelnummer

Alla artikelnummer finns i Beställningsguiden, dok.nr. 95750.

HD Balance can be equipped with electrical function for seat tilt and back recline, which makes it possible for users to independently alter their seating position. This may be appropriate for users with low core strength, or with high risk of pressure sores and a need to frequently change seating position.

A handheld control (A) drives an actuator for seat tilt (B) and an actuator for recline (C). Both actuators are mounted under the seat. The control can be used by the user or by a caregiver, as appropriate in each case. An individual risk assessment must be done to determine if the user is capable of using the control independently. The control has a hook so that it can be placed wherever desired. Be careful that the cable runs such that it is not in the way and will not be pinched.

Note! The seat tilt cannot be limited or increased, it is always 0 to 20 degrees. Likewise, the back recline is always 90 to 120 degrees.



Charging

The battery should be charged as often as possible (during the night is ideal) and is done by plugging the handheld control to the charger which plugs into a wall outlet.

Keep in mind

- It is not possible to manually adjust seat tilt and back recline on a wheelchair that is equipped with electrical actuators. The electrical functions replace the normal controls on the push bar.
- Electrical function cannot be combined with tilt plates that adjust the seating unit lower, forward, or back.
- Always complete an individual risk assessment before the user is permitted to use the controls independently.
- The wheelchair can be equipped with electrical function for just seat tilt. Electrical function for back recline on the other hand is only possible in combination with seat tilt.
- Pinching risks exist and it can be difficult to detect that something has been pinched. Exercise caution.
- Keep in mind that if a tray table is used there is a risk of the user being pinched against it when the back is tilted up. This can lead to suffocation.
- This product should not be used by users with increased demands on wheelchair durability, for example with high muscle tension, spasticity, or similar movement patterns.
- Electrical actuators for recline and tilt increase the weight of the wheelchair by approximately 5 kg. The components weigh 6 kg but replace other standard components which weigh about 1 kg.
- Maximum user weight is 130 kg, which is to say 5 kg less than the standard wheelchair.
- When retrofitting a wheelchair with electric tilt some adaptations must be made. Contact HD Rehab.

Article numbers

All article numbers are found in the Prescription Form, art.nr. 95750-1.