

# Bilaga beställningsguide

## Förstärkt och anpassat utförande av HD rullstolar

### Art. nr: 95082-9



Denna bilaga ska fyllas i när förstärkt rullstolschassi önskas. Bilagan ska alltid skickas till Hantverksdesign tillsammans med komplett ifylld beställningsguide, art nr 95082 eller art nr 95083. I beställningsguiden på sista sidan finns en kryssruta som ska fyllas i när denna bilaga bifogas. Kommentarsrutan "Anledning till att rullstolen ska förstärkas" här nedan ska fyllas i. Kontaktuppgifter ska fyllas i.

#### När kan rullstolen behöva förstärkas?

När det finns misstanke om att rullstolen eller vissa delar av den kommer att utsättas för stora krafter på grund av brukarens position och/eller rörelse i rullstolen, t ex brukare med kraftig spasticitet.

När rullstolen ska användas i en miljö eller handhas på ett sätt som kraftigt avviker från det normala och där rullstolen kommer att utsättas för stora krafter.

När brukaren tidigare använt HD-rullstol i förstärkt utförande eller tidigare använda standardstolar ej hållit. Notera att detta är generella rekommendationer, kontakta Hantverksdesign, din hjälpmedelscentral eller motsvarande för att rådfråga i enskilda fall.

**KONTAKTPERSON:** ..... **TELEFON:** .....

**E-POSTADRESS:** ..... **BESTÄLLNINGSNUMMER:** .....

<b>HD rullstol modell 500/600/650 med sittbredd 45 cm</b>	<b>Art nr</b>
ANPASSNING SITSRAM, FÖRSTÄRKT RAM SB45	10100-8 <input type="radio"/>
ANPASSNING RYGGRAM, FÖRSTÄRKT RAM SB45 - På rullstolar med förstärkt ryggram måste även "Anpassning Ryggram fjädrande (gasfjäderhållare)", art. nr. 11102-8 användas. Beställs nedan.	10200-8 <input type="radio"/>
ANPASSNING RYGGRAM, FJÄDRANDE (GASFJÄDERHÅLLARE) SB45	11102-8 <input type="radio"/>
ANPASSNING VADSTÖD, FÖRSTÄRKTA SB45	12550-8 <input type="radio"/>
FLEXI RYGGSYSTEM BREDDAD +7CM Inkl. Ryggdyna. Exkl. Bälstödsfästen OBS! Läs infoblad 44 noga innan beställning och användning.	19202-8 <input type="radio"/>
BÄLSTÖDSFÄSTEN TILL BREDDAD FLEXI RYGGSYSTEM	13192-5 <input type="radio"/>
<b>HD rullstol modell 500/600/650 med sittbredd 38 cm</b>	<b>Art nr</b>
ANPASSNING SITSRAM, FÖRSTÄRKT RAM SB38	20100-8 <input type="radio"/>
ANPASSNING RYGGRAM, FÖRSTÄRKT RAM SB38 - På rullstolar med förstärkt ryggram måste även "Anpassning Ryggram fjädrande (gasfjäderhållare)", art. nr. 11102-8 användas. Beställs nedan.	20200-8 <input type="radio"/>
ANPASSNING RYGGRAM, FJÄDRANDE (GASFJÄDERHÅLLARE) SB38	11102-8 <input type="radio"/>
ANPASSNING VADSTÖD, FÖRSTÄRKTA SB38	22550-8 <input type="radio"/>
FLEXI RYGGSYSTEM BREDDAD +7CM Inkl. Ryggdyna. Exkl. Bälstödsfästen OBS! Läs infoblad 44 noga innan beställning och användning.	19212-8 <input type="radio"/>
BÄLSTÖDSFÄSTEN TILL BREDDAD FLEXI RYGGSYSTEM	13192-5 <input type="radio"/>
<b>Övrigt</b>	<b>Art nr</b>
ANPASSNING HJUL, FÖRSTÄRKTA 24" HJUL. GÄLLER ENDAST MODELL 500	15406-8 <input type="radio"/>
HJUL FLEXEL 16", gäller endast HD650	15607-8 <input type="radio"/>
INFLYTTADE DRIVRINGAR	15449-8 <input type="radio"/>
PLASTADE DRIVRINGAR	15446-8 <input type="radio"/>
ROSTFRIA DRIVRINGAR	15443-8 <input type="radio"/>

Anledningen till att rullstolen behöver förstärkas (Måste fyllas i):

Övriga förstärkningar/anpassningar: