

## BESTÄLLNINGSGUIDE, HD BALANCE 16 & 24

Datum: ..... Beställningsnr: .....

Beställare: ..... Telefon: .....

Kontaktperson: ..... Telefon: .....

Brukare: ..... Ev. representant HD Rehab: .....

SE FÖRSKRIVARINFORMATIONEN FÖR YTTERLIGARE INFORMATION OM OLIKA KONFIGURATIONER INNAN BESTÄLLNING AV RULLSTOL.

Alla delar som ingår i standardkonfigurationen av HD Balance är markerade med kryssruta med fet ram (). Dessa alternativ kommer levereras på din rullstol om du inte gör några andra val.

### 1. CHASSI

		Svart ram	Sitsbredd	Art. nr.
	HD Balance 24	<input type="checkbox"/>	38	60210-6
	MANUELL RULLSTOL	<input type="checkbox"/>	42	60310-6
	(SITSDJUP 43-52 CM)	<input type="checkbox"/>	46	60410-6
		<input type="checkbox"/>	50	60510-6
	HD Balance 24	<input type="checkbox"/>	38	60215-6
	MANUELL RULLSTOL	<input type="checkbox"/>	42	60315-6
	FÖRLÄNGT SITSDJUP (48-57 CM)	<input type="checkbox"/>	46	60415-6
		<input type="checkbox"/>	50	60515-6
	HD Balance 16	<input type="checkbox"/>	38	60250-6
	TRANSPORTMODELL	<input type="checkbox"/>	42	60350-6
	(SITSDJUP 43-52 CM)	<input type="checkbox"/>	46	60450-6
		<input type="checkbox"/>	50	60550-6
	HD Balance 16	<input type="checkbox"/>	38	60255-6
	TRANSPORTMODELL	<input type="checkbox"/>	42	60355-6
	FÖRLÄNGT SITSDJUP (48-57 CM)	<input type="checkbox"/>	46	60455-6
		<input type="checkbox"/>	50	60555-6



### 2. DRIV- & LÄNKHJUL





	HD Balance 24	Art. nr.	HD Balance 16	Art. nr.
PUR (Polyuretan) drivhjul PUNKTERINGSFRITT MED ALU-DRIVRING	<input checked="" type="checkbox"/>	67501-1	<input checked="" type="checkbox"/>	67551-1
PUR (Polyuretan) drivhjul smalt PUNKTERINGSFRITT MED ALU-DRIVRING (24X1")	<input type="checkbox"/>	67504-1		
Flexel drivhjul PUNKTERINGSFRITT MED ALU-DRIVRING	<input type="checkbox"/>	67502-1	<input type="checkbox"/>	67552-1
Luftpumpade drivhjul MED ALU-DRIVRING	<input type="checkbox"/>	67503-1	<input type="checkbox"/>	67553-1
Ekerskydd för drivhjul Balance 24 BESTÄLL MONTERING NEDAN OM SÅ ÖNSKAS		___ st 15475		
Montering av ekerskydd	<input type="checkbox"/>			
Länkhjul 175x43 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	67331	<input checked="" type="checkbox"/>	67331
Länkhjul 175x27 mm	<input type="checkbox"/>	67332	<input type="checkbox"/>	67332
Länkhjul 190x27 mm GER KONFLIKT MED FOTSTÖD I 90° POSITION	<input type="checkbox"/>	67333	<input type="checkbox"/>	67333

### 3. DRIVRINGAR



	HD Balance 24	Art. nr.
Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/>	15442
Rostfritt stål	<input type="checkbox"/>	15443
Soft grip, plastbeklädd	<input type="checkbox"/>	15446
Inflyttad drivringsposition MINSKAR TOTALBREDDEN, BRUKAREN KAN EJ KÖRA SJÄLV	<input type="checkbox"/>	15449-8

### 4. KÖRBYGEL / KÖRHANDTAG / VÅRDARBROMS

	Vänster	Art. nr.	Höger	Art. nr.
 Körhandtagssida, standard MED VÅRDARBROMS	<input checked="" type="checkbox"/>	62330-1	<input checked="" type="checkbox"/>	62330-2
Körhandtagssida, förhöjd +12cm MED VÅRDARBROMS	<input type="checkbox"/>	62330-5	<input type="checkbox"/>	62330-6
Längre broms-, sitstilt- och ryggvinklingsvagnar krävs, ingår vid beställning av rullstol.				
 Körhandtagssida enkel UTAN VÅRDARBROMS PÅ HD BALANCE 16 KRÄVS BRUKARBROMS VID DETTA VAL, MONTERAS PÅ NY RULLSTOL VID LEVERANS	<input type="checkbox"/>	62351-1	<input type="checkbox"/>	62351-2
Körhandtagssida enkel, förhöjd UTAN VÅRDARBROMS PÅ HD BALANCE 16 KRÄVS BRUKARBROMS VID DETTA VAL, MONTERAS PÅ NY RULLSTOL VID LEVERANS	<input type="checkbox"/>	62351-5	<input type="checkbox"/>	62351-6
Längre sitstilt- och ryggvinklingsvagnar krävs, ingår vid beställning av rullstol.				

		Sitsbredd	
	Körbygel, standard	<input checked="" type="checkbox"/>	38 62341-1
			42 63341-1
			46 64341-1
			50 65341-1
	Körbygel, extra djup +8 CM	<input type="checkbox"/>	38 62342-1
			42 63342-1
			46 64342-1
			50 65342-1
	Körbygel, förhöjd bockad	<input type="checkbox"/>	38 62343-1
			42 63343-1
			46 64343-1
			50 65343-1
	Separata körhandtag (EJ BEROENDE AV SITTBREDD)	<input type="checkbox"/>	10295

### 5. SITS

	Grå Trevira	Svart Trevira	Dartex	Sitsbredd	Art nr Grå	Art nr Svart	Art nr Dartex
	Sittdyna standard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38 68201	68203	68202
					42 68301	68303	68302
					46 68401	68403	68402
					50 68501	68503	68502
	Sittdyna lång +5 cm (TILL FÖRLÄNGD SITSRAM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38 68205	68207	68206
					42 68305	68307	68306
					46 68405	68407	68406
					50 68505	68507	68506

	Överdragsklädsel SITS, RESÅR. TRÅS ÖVER BEFINTLIG KLÄDSEL SVART TREVIRA	___ st	38	49205		
			42	49305		
			46	49405		
			50	49505		
	Överdragsklädsel Inkontinens SITS, RESÅR. TRÅS ÖVER BEFINTLIG KLÄDSEL SVART TREVIRA	___ st	38	49206		
			42	49306		
			46	49406		
			50	49506		
	Överdragsklädsel +5 cm SITS, RESÅR. TRÅS ÖVER BEFINTLIG KLÄDSEL SVART TREVIRA	___ st	38	49207		
			42	49307		
			46	49407		
			50	49507		
	Överdragsklädsel +5 cm, Inkontinens SITS, RESÅR. TRÅS ÖVER BEFINTLIG KLÄDSEL SVART TREVIRA	___ st	38	49208		
			42	49308		
			46	49408		
			50	49508		
<b>Utan sittdyna</b> <input type="checkbox"/>						
	Extra klädsel SITTDYNA STANDARD	___ st ___ st ___ st	38	49211	49213	49212
			42	49311	49313	49312
			46	49411	49413	49412
			50	49511	49513	49512
	Extra klädsel SITTDYNA LÅNG +5 CM	___ st ___ st ___ st	38	49215	49217	49216
			42	49315	49317	49316
			46	49415	49417	49416
			50	49515	49517	49516




## 6. RYGGSYSTEM

OBSERVERA ATT DU VÄLJER ÖKAD ELLER MINSKAD BREDD PÅ RYGGSYSTEMET UNDER PUNKT 18.






			Sitsbredd	Art nr			
	Flexi standard	<input checked="" type="checkbox"/>	38	62250			
			42	63250			
			46	64250			
			50	65250			
	Flexi lång (+10 cm)	<input type="checkbox"/>	38	62255			
			42	63255			
			46	64255			
			50	65255			
	Planrygg	<input type="checkbox"/>	38	62260			
			42	63260			
			46	64260			
			50	65260			
	Planrygg lång (+10 cm)	<input type="checkbox"/>	38	62265			
			42	63265			
			46	64265			
			50	65265			


## 7. RYGGDYNOR

		Grå Trevira	Svart Trevira	Dartex	Sitsbredd	Art nr Grå	Art nr Svart	Art nr Dartex
	Ryggdyna standard MED SIDOSTÖDSVINGAR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38	68251	68271	68252
					42	68351	68371	68352
					46	68451	68471	68452
					50	68551	68571	68552






	Ryggdyna plan UTAN SIDOSTÖDSVINGAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38	68255	68275	68256
					42	68355	68375	68356
					46	68455	68475	68456
					50	68555	68575	68556
	Ryggdyna lång (+10 cm) MED SIDOSTÖDSVINGAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38	68253	68273	68254
					42	68353	68373	68354
					46	68453	68473	68454
					50	68553	68573	68554
	Ryggdyna plan lång (+10 cm) UTAN SIDOSTÖDSVINGAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38	68257	68277	68258
					42	68357	68377	68358
					46	68457	68477	68458
					50	68557	68577	68558
<b>Utan ryggdyna</b>		<input type="checkbox"/>						
	Extra klädsel Ryggdyna standard MED SIDOSTÖDSVINGAR				38	49221	49231	49222
		___ st	___ st	___ st	42	49321	49331	49322
					46	49421	49431	49422
					50	49521	49531	49522
	Extra klädsel Ryggdyna plan UTAN SIDOSTÖDSVINGAR				38	49225	49235	49226
		___ st	___ st	___ st	42	49325	49335	49326
					46	49425	49435	49426
					50	49525	49535	49526
	Extra klädsel Ryggdyna lång +10 CM MED SIDOSTÖDSVINGAR				38	49223	49233	49224
		___ st	___ st	___ st	42	49323	49333	49324
					46	49423	49433	49424
					50	49523	49533	49524
	Extra klädsel Ryggdyna plan lång +10 CM UTAN SIDOSTÖDSVINGAR				38	49227	49237	49228
		___ st	___ st	___ st	42	49327	49337	49328
					46	49427	49437	49428
					50	49527	49537	49528

## 8. BENSTÖDSÖVERDEL

	Vänster	Höger	Sitsbredd	Art nr Vänster	Art nr Höger
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		62725	62720
Benstöd vinkelställbart STANDARDLÄNGD					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		62721	62722
Benstöd vinkelställbart KORT					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		62723	62724
Benstöd vinkelställbart LÅNGT					
		<input type="checkbox"/>		62791-8	
Frikopplingsreglage knäled FÖR ENSIDESREGLERING AV BENSTÖDSVINKEL					
			38	62771	62772
			42	63771	63772
			46	64771	64772
			50	65771	65772
Amputationsbenstöd VINKELSTÄLLBART KOMPLETT MED VADSTÖD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

	Benstöd fast vinkel 90° STANDARDLÄNGD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	62758	62758
	Benstöd fast vinkel 90° KORT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	62758-5	62758-5
	Benstöd fast vinkel 105° STANDARDLÄNGD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	62759	62759
	Benstöd fast vinkel 105° KORT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	62759-5	62759-5
<b>Utan benstöd</b> VADSTÖD OCH FOTSTÖD UTGÅR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

## 9. VADSTÖD




	Vänster	Höger	Sitsbredd	Art nr Vänster	Art nr Höger
			38	62801	62802
Vadstöd delat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	42	63801	63802
			46	64801	64802
			50	65801	65802
			38		62811
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42		63811
			46		64811
			50		65811
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38-42		63891
			46-50		65891
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			63892
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			63895
<b>Utan vadstöd</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

## 10. FOTSTÖD

	Vänster	Höger	Sitsbredd	Art nr Vänster	Art nr Höger
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	38	62909	62908
			42	63909	63908
			46	64909	64908
			50	65909	65908
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38	62903	62904
			42	63903	63904
			46	64903	64904
			50	65903	65904
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38		62951
			42		63951
			46		64951
			50		65951
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38		62953
			42		63953
			46		64953
			50		65953

	<b>Fotlåda</b>			38	62981
	STANDARDLÄNGD	<input type="checkbox"/>		42	63981
	BESTÄLL FRIKOPPLINGSMEKANISM FÖR KNÄLED SEPARAT OM SÅDAN ÖNSKAS			46	64981
				50	65981
	<b>Fotlåda</b>			38	62982
	KORT	<input type="checkbox"/>		42	63982
	ANVÄNDS MED BENSTÖDSÖVERDEL KORT. BESTÄLL FRIKOPPLINGSMEKANISM FÖR KNÄLED SEPARAT OM SÅDAN ÖNSKAS			46	64982
				50	65982
	<b>Hälband</b>				62995-1
	SATS 2ST, FÖR DELAD FOTPLATTA EN MODELL FÖR ALLA BREDDER	<input type="checkbox"/>			
	<b>Polstring</b>			38-42	62991-1
	SATS 2ST, FÖR DELAD FOTPLATTA	<input type="checkbox"/>		46-50	64991-1
<b>Utan fotstöd</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

## 11. ARMSTÖD

	Vänster	Höger	Art nr Vänster	Art nr Höger
 <b>Armstöd standard</b> INKLUSIVE POLSTRADE SIDOSTÖD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	62401	62402
 <b>Armstöd, lågt</b> INKLUSIVE SIDOSTÖD BESTÄLL POLSTRING SEPARAT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	62405	62406
 <b>Polstring, sidostöd</b> FÖR LÅGT ARMSTÖD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	69687	69686
<b>Utan armstöd</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## SPECIALUTFÖRANDE

Specialutförande av HD Balance rullstolar ska riskbedömas.


Bedöm om den aktuella brukaren får förhöjd tipp- och/eller klämrisk i och med modifieringen. Om det finns en förhöjd risk måste det avgöras om specialutförandet är motiverat trots detta.

Var noga med att **informera berörda om dessa risker!**

### 12. BALANSPUNKT

		Art nr	
Framåtflyttad sitsenhet (TYNGDPUNKT)	<input type="checkbox"/>	67056-8	SE DOKUMENT 95758 OCH 95759.
Bakåtflyttad sitsenhet (TYNGDPUNKT)	<input type="checkbox"/>	67057-8	
Drivhjul i bakre position	<input type="checkbox"/>	67551-8	

### 13. SITSHÖJD

		Art nr	
Höjd sitshöjd +5 cm	<input type="checkbox"/>	67052-8	SE DOKUMENT 95758 OCH 95759.
Sänkt sitshöjd -3 cm KAN EJ UTRUSTAS MED UTÖKAD SITSTILT.	<input type="checkbox"/>	67053-8	
	PUR	<input type="checkbox"/>	67521-1
20" / 5" Hjul på HD Balance 24 SÅNKER SITSHÖJDEN MED CA 4 CM.	Flexel	<input type="checkbox"/>	67522-1
	Luftpumpade	<input type="checkbox"/>	67523-1
 Ekerskydd för 20"-hjul	___ st		15476

### 14. SITSTILT / RYGGVINKLING

		Art nr
<i>STANDARD ÄR 0-20° SITSTILT OCH 90-120° RYGGVINKLING.</i>		
Sitstilt -5° - 20° MEDGER 5° FRAMÅTTILTNING.	<input type="checkbox"/>	67820-8
Utökad sitstilt 0° - 30° OBSERVERA ATT DRIVHJULET BÖR SITTA I BAKRE POSITION!	<input type="checkbox"/>	67823-8
Utökad sitstilt -5° - 30° MEDGER 5° FRAMÅTTILTNING. OBSERVERA ATT DRIVHJULET BÖR SITTA I BAKRE POSITION!	<input type="checkbox"/>	67824-8
Fast ryggvinkel REGLAGE+GASFJÄDER FÖR ÅTERMONTAGE MEDFÖLJER INTE		_____ grader (90-105 möjligt)

### 15. UTÖKAD RYGGBREDD

	Sittbredd	+4 cm	Art nr	+8 cm	Art nr
Bredare ryggsystem	38	<input type="checkbox"/>	63298-8	<input type="checkbox"/>	64299-8
INKL. BREDARE RYGGDYNA	42	<input type="checkbox"/>	64298-8	<input type="checkbox"/>	65299-8
MEDFÖR VISSA BEGRÄNSNINGAR VID HÖJDINSTÄLLNING AV RYGGSTÖD OCH DJUPINSTÄLLNING AV ARMSTÖD	46	<input type="checkbox"/>	65298-8		På förfrågan
	50		På förfrågan		På förfrågan

### 16. MINSKAD RYGGBREDD

	Sittbredd	-4 cm	Art nr
	38		På förfrågan
Smalare ryggsystem	42	<input type="checkbox"/>	62297-8
INKL. SMALARE RYGGDYNA	46	<input type="checkbox"/>	63297-8
	50	<input type="checkbox"/>	64297-8

## 17. UTFÖRANDE FÖR HÅRT BELASTANDE BRUKARE

Ramförstärkt utförande RULLSTOLEN FÖRSTÄRKS I HJULRAM, SITTRAM OCH RYGGGRAM FÖR ÖKAD HÅLLFASTHET.	<input type="checkbox"/>	-
Fjädrande rygg FINNS BÅDE TILL VINKLINGSBAR RYGG OCH FAST RYGGVINKEL	<input type="checkbox"/>	-

## 18. BROMSAR, SPECIALVARIANTER

Brukarbroms till HD Balance 16	<input type="checkbox"/>	67130-1
Brukarbromsar med förlängt handtag PASSAR BALANCE 24	<input type="checkbox"/>	67115-5

## 19. TILLBEHÖR, SPECIALVARIANTER









Huvud-/Nackstödsrör, förlängt +10 cm	<input type="checkbox"/>	
--------------------------------------	--------------------------	--

## TILLBEHÖR

### 20. HUVUD- / NACKSTÖD

Grå Trevira Svart Trevira Dartex Sitsbredd Art nr Grå Art nr Svart Art nr Dartex

DET ÄR MÖJLIGT ATT VÄLJA HUVUD-/NACKSTÖD I SPECIALUTFÖRANDE. SE AVSNITT  
SPECIALUTFÖRANDE - TILLBEHÖR, SPECIALVARIANTER.

	Huvudstöd Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		69108-1	69108-3	69108-2
	Huvudstöd Side SIDOSTÄLLBART	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		69101-1	69101-3	69101-2
	Huvudstöd Side + MED FÄSTEN FÖR SIDOSTÖD SIDOSTÖD BESTÄLLS SEPARAT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		69104-1	69104-3	69104-2
	Sidostöd till huvudstöd, Vario STÄLLBAR VINKEL	___	___	___	st	69182-1	69182-3	69182-2
	Sidostöd till huvudstöd, Fix FAST VINKEL	___	___	___	st	69181-1	69181-3	69181-2
	Nackstöd, Side	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		69111-1	69111-3	69111-2
	Nackstöd, Side + MED FÄSTEN FÖR SIDOSTÖD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		69114-1	69114-3	69114-2
	Sidostöd till nackstöd, Vario STÄLLBAR VINKEL	___	___	___	st	69191-1	69191-3	69191-2
	Extra överdrag till huvudstöd Basic	___	___	___	st	49922	49952	49924

Extra överdrag till huvudstöd Side	___	___	___	st	49921	49951	49923
Extra överdrag till nackstöd Side	___	___	___	st	49926	49953	49927
Extra överdrag till sidostöd FÖR HUVUDSTÖD OCH NACKSTÖD	___	___	___	st	49931	49941	49932


## 21. BÅLSTÖD

INFOBLAD: BÅLSTÖD TILL HD BALANCE, ART. NR. 95931

		Grå Trevira	Svart Trevira	Dartex	Art nr	Grå	Svart	Art nr	
								Dartex	
	Standard, smal position BESTÅLL FÄSTE SEPARAT	___	___	___	st	69301-1	69301-3	69301-2	
	Standard, bred position BESTÅLL FÄSTE SEPARAT	___	___	___	st	69302-1	69302-3	69302-2	
	Ställbart kort BESTÅLL FÄSTE SEPARAT	___	___	___	st	69311-1	69311-3	69311-2	
	Ställbart långt BESTÅLL FÄSTE SEPARAT	___	___	___	st	69312-1	69312-3	69312-2	
	SWING Standard Smal position UTSVÄNGBART MED KNAPPTRYCKNING BESTÅLL FÄSTE SEPARAT	Vänster	___	___	___	st	69305-1	69305-3	69305-2
		Höger	___	___	___	st	69306-1	69306-3	69306-2
	SWING Standard Bred position UTSVÄNGBART MED KNAPPTRYCKNING BESTÅLL FÄSTE SEPARAT	Vänster	___	___	___	st	69307-1	69307-3	69307-2
		Höger	___	___	___	st	69308-1	69308-3	69308-2
	SWING Ställbart kort Smal position UTSVÄNGBART MED KNAPPTRYCKNING BESTÅLL FÄSTE SEPARAT	Vänster	___	___	___	st	69315-1	69315-3	69315-2
		Höger	___	___	___	st	69316-1	69316-3	69316-2
	SWING Ställbart kort Bred position UTSVÄNGBART MED KNAPPTRYCKNING BESTÅLL FÄSTE SEPARAT	Vänster	___	___	___	st	69317-1	69317-3	69317-2
		Höger	___	___	___	st	69318-1	69318-3	69318-2
	SWING Ställbart långt Smal position UTSVÄNGBART MED KNAPPTRYCKNING BESTÅLL FÄSTE SEPARAT	Vänster	___	___	___	st	69325-1	69325-3	69325-2
		Höger	___	___	___	st	69326-1	69326-3	69326-2
	SWING Ställbart långt Bred position UTSVÄNGBART MED KNAPPTRYCKNING BESTÅLL FÄSTE SEPARAT	Vänster	___	___	___	st	69327-1	69327-3	69327-2
		Höger	___	___	___	st	69328-1	69328-3	69328-2
	Bålstödsfäste, 1 sats	___	___	___	st	69351-1			
	Montering bålstödsfäste på rullstol							<input type="checkbox"/>	







## 22. BENDELARE

			Dartex	Art nr	
	Bendelare liten BESTÅLL FÄSTE SEPARAT	___	___	st	69605-2



	Bendelare stor BESTÄLL FÄSTE SEPARAT	___ st	69606-2
	Bendelare framflyttad liten BESTÄLL FÄSTE SEPARAT	___ st	69615-2
	Bendelare framflyttad stor BESTÄLL FÄSTE SEPARAT	___ st	69616-2
	Bendelarfäste KPL SATS	___ st	69620-1
Montering bendelarfäste på rullstol			<input type="checkbox"/>

## 23. BORD

INFOBLAD: BORD TILL HD BALANCE, ART. NR. 95930




		Antal	Art nr
	Bord rökfärgat UTAN POLSTRING	___ st	69521
	BESTÄLL FÄSTEN SEPARAT	___ st	69531
		___ st	69541
		___ st	69551
	Bord PC rökfärgat MED POLSTRING	___ st	69522
	BESTÄLL FÄSTEN SEPARAT	___ st	69532
		___ st	69542
		___ st	69552
	Bord Trä (Ek) UTAN POLSTRING	___ st	69525
	BESTÄLL FÄSTEN SEPARAT	___ st	69535
		___ st	69545
		___ st	69555
	Bord Trä (Ek) MED POLSTRING	___ st	69526
	BESTÄLL FÄSTEN SEPARAT	___ st	69536
		___ st	69546
		___ st	69556
	Bordsfäste SATS OM 2 ST, INKL SKRUV	___ st	69515-1
	Bordsfäste, med låsning SATS OM 2 ST, INKL SKRUV	___ st	69515-5
Montering bordsfäste på rullstol			<input type="checkbox"/>

## 24. POSITIONERINGSBÄLTEN

		Antal	Art nr
	Positioneringsbälte 2 fästpunkter BESTÄLL 1 SATS FÄSTEN SEPARAT	___ st	13541
	Positioneringsbälte 4 fästpunkter BESTÄLL 2 SATSER FÄSTEN SEPARAT	___ st	13542

	<b>Bälte</b> 2-DELAT BÄLTE I ENKELT UTFÖRANDE BESTÄLL 1 SATS FÄSTEN SEPARAT	___ st	13501
	<b>Bältesfäste</b> SATS OM 2 ST	___ st	69710-1
	Montering av bältesfäste på rullstol	<input type="checkbox"/>	

## 25. ÖVRIGA TILLBEHÖR

		Antal	Art nr
	<b>Utfyllnadskudde 1 cm</b> MINSKAR SITSBREDDEN	___ par	69680
	<b>Profilstopp</b> HJÄLPER TILL ATT MONTERA HUVUD-/ NACK- OCH BÅLSTÖD I RÄTT POSITION	___ st	12799
	<b>Väskkrok</b>	___ st	13605
	Montering av väskkrok på rullstol	<input type="checkbox"/>	
	<b>Droppställning</b> BESTÄLL FÄSTE SEPARAT	___ st	69756
	<b>Droppställningsfäste</b>	VÄNSTER ___ st	69750-1
		HÖGER ___ st	69750-2
	Montering av droppställningsfäste på rullstol	<input type="checkbox"/>	