

## BESTÄLLNINGSGUIDE, RULLSTOLSSCHASSI 16 & 24

Datum: ..... Beställningsnr: .....

Beställare: ..... Telefon: .....





Kontaktperson: ..... Telefon: .....

Brukare: ..... Ev. representant HD Rehab: .....

- Beställningsguiden används vid beställning av endast **en** rullstol i en viss konfiguration och med eventuella tillbehör.
- Alla delar som ingår i standardkonfigurationen av Rullstolschassi är markerade med kryssruta med fet ram (**☐**). Dessa alternativ kommer att levereras på din rullstol om du inte gör några andra val.
- För mer information om olika konfigurationer och tillbehör se Förskrivarinformationen (art.nr. 95715) och respektive infoblad. Om djupare information önskas finns även bruksanvisningar/monteringsanvisningar på vår hemsida [www.hdrehab.se](http://www.hdrehab.se).

### 1. CHASSI

INFOBLAD: ART. NR. 95920

	Sits- bred	Standard	Art. nr.
	38		60230-6
	42		60330-6
	46		60430-6
	50		60530-6
	38		60235-6
	42		60335-6
	46		60435-6
	50		60535-6
	38		60270-6
	42		60370-6
	46		60470-6
	50		60570-6
	38		60275-6
	42		60375-6
	46		60475-6
50		60575-6	

### 2. DRIV- & LÄNKHJUL

INFOBLAD: ART. NR. 95938



	HD Balance 24	Art. nr.	HD Balance 16	Art. nr.
PUR (Polyuretan) drivhjul PUNKTERINGSFRITT MED ALU-DRIVRING		67505-1		67551-1
Flexel drivhjul PUNKTERINGSFRITT MED ALU-DRIVRING		67506-1		67552-1
Luftpumpade drivhjul MED ALU-DRIVRING		67507-1		67553-1
Ekerskydd för drivhjul Balance 24 BESTÄLL MONTERING NEDAN OM SÅ ÖNSKAS	___ st	15471		
Montering av ekerskydd		15475-8		
Länkhjul 175x43 mm		67310		67310
Länkhjul 175x28 mm		67316		67316

Länkhjul 200x28 mm GER KONFLIKT MED FOTSTÖD I 90° POSITION	67317	67317
Länkhjul Flexel 200x50 mm	67314	67314
Länkhjul 125x27 med förlängd gaffel	67318	67318
Länkhjulstapp smal MINSKAR TOTALBREDDEN (I KOMBINATION MED INFLYTTAD DRIVRING). SE INFOBLAD HJUL ART.NR. 95938	69991-1	69991-1



### 3. DRIVRINGAR

INFOBLAD: ART. NR. 95938





	HD Balance 24	Art. nr.
Aluminium		15491
Rostfritt stål		15492
Soft grip, plastbeklädd		15493
Inflyttad drivringsposition MINSKAR TOTALBREDDEN, BRUKAREN KAN EJ KÖRA SJÄLV		15499-8

### 4. KÖRBYGEL / KÖRHANDTAG / VÅRDARBROMS

INFOBLAD: ART. NR. 95939





	Vänster	Art. nr.	Höger	Art. nr.
 Körhandtagssida, standard MED VÅRDARBROMS		62330-1		62330-2
 Körhandtagssida, förhöjd +12cm MED VÅRDARBROMS		62330-5		62330-6
Längre broms-, sitstiltvagnar krävs, ingår vid beställning av rullstol.				

 Körbygelsida, vinkelställbar MED VÅRDARBROMS		62392-1		62392-2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------	--	---------

	Sittbredd	
 Körbygel, standard	38	62341-1
	42	63341-1
	46	64341-1
	50	65341-1
 Körbygel, extra djup +8 CM	38	62342-1
	42	63342-1
	46	64342-1
	50	65342-1
 Körbygel, förhöjd bockad EJ I KOMBINATION MED FÖRHÖJD KÖRHANDTAGSSIDA ELLER VINKELSTÄLLBAR KÖRBYGELSIDA	38	62343-1
	42	63343-1
	46	64343-1
	50	65343-1
 Separata körhandtag EJ I KOMBINATION MED VINKELSTÄLLBAR KÖRBYGELSIDA (EJ BEROENDE AV SITTBREDD)		10295

## 5. BENSTÖDSÖVERDEL





INFOBLAD: ART. NR. 95933

	Vänster	Höger	Sittbredd	Art nr Vänster	Art nr Höger
	Benstöd vinkelställbart STANDARDLÄNGD			62725	62720
	Benstöd vinkelställbart KORT			62721	62722
	Benstöd vinkelställbart LÅNGT			62723	62724
	Frikopplingsreglage knäled ENSIDESREGLERING AV BENSTÖDSVINKEL FÖR HELT FOTSTÖD / FOTLÅDA / / HELT VADSTÖD			62733-5	På förfrågan
	Amputationsbenstöd VINKELSTÄLLBART		38	62771	62772
	KOMPLETT MED VADSTÖD		42	63771	63772
			46	64771	64772
			50	65771	65772
	Benstöd fast vinkel 90° STANDARDLÄNGD			63758-1	63758-2
	Benstöd fast vinkel 90° LÅNGT			63758-3	63758-4
	Benstöd fast vinkel 90° KORT			63758-5	63758-6
	Benstöd fast vinkel 105° STANDARDLÄNGD			63759-1	63759-2
	Benstöd fast vinkel 105° LÅNGT			63759-3	63759-4
	Benstöd fast vinkel 105° KORT			63759-5	63759-6

### Utan benstöd

## 6. VADSTÖD

INFOBLAD: ART. NR. 95934





	Vänster	Höger	Sittbredd	Art nr Vänster	Art nr Höger
	Vadstöd delat		38	62801	62802
			42	63801	63802
			46	64801	64802
			50	65801	65802
	Vadstöd delat +30 EXTRA DJUP +30MM		38	62803	62804
			42	63803	63804
			46	64803	64804
	Vadstöd delat +50 EXTRA DJUP +50MM		38	62805	62806
			42	63805	63806
			46	64805	64806
	Vadstöd helt BESTÄLL FRIKOPPLINGSREGLAGE FÖR KNÄLED SEPARAT OM SÅDAN ÖNSKAS		50	65805	65806
			38	62811	
			42	63811	
			46	64811	
		50	65811		

	<b>Vadmatta</b>	38-42	63891
	TVÅ STORLEKAR: SB38-42 RESP. SB 46-50. BESTÄLL FÄSTEN SEPARAT	46-50	65891
	<b>Vadband</b>		63892
	EN STORLEK FÖR ALLA SITSBREDDER BESTÄLL FÄSTEN SEPARAT		
	<b>Fästen vadband/vadmatta</b>		63895
	KOMPLETT SET MED 2 ST		

### Utan vadstöd

## 7. FOTSTÖD










INFOBLAD: ART. NR. 95935

	Vänster	Höger	Sittbredd	Art nr Vänster	Art nr Höger
			38	62909	62908
	<b>Fotstöd delat</b>		42	63909	63908
	STANDARDLÄNGD		46	64909	64908
			50	65909	65908
			38	62903	62904
	<b>Fotstöd delat</b>		42	63903	63904
	KORT		46	64903	64904
	ANVÄNDS MED BENSTÖDSÖVERDEL KORT.		50	65903	65904
			38	62951	
	<b>Fotstöd, helt</b>		42	63951	
	STANDARDLÄNGD		46	64951	
	BESTÄLL FRIKOPPLINGSREGLAGE FÖR KNÄLED SEPARAT OM SÅDAN ÖNSKAS		50	65951	
			38	62953	
	<b>Fotstöd, helt</b>		42	63953	
	KORT		46	64953	
	ANVÄNDS MED BENSTÖDSÖVERDEL KORT. BESTÄLL FRIKOPPLINGSREGLAGE FÖR KNÄLED SEPARAT OM SÅDAN ÖNSKAS		50	65953	
			38	62981	
	<b>Fotlåda</b>		42	63981	
	STANDARDLÄNGD		46	64981	
	BESTÄLL FRIKOPPLINGSREGLAGE FÖR KNÄLED SEPARAT OM SÅDAN ÖNSKAS		50	65981	
			38	62982	
	<b>Fotlåda</b>		42	63982	
	KORT		46	64982	
	ANVÄNDS MED BENSTÖDSÖVERDEL KORT. BESTÄLL FRIKOPPLINGSREGLAGE FÖR KNÄLED SEPARAT OM SÅDAN ÖNSKAS		50	65982	
	<b>Fotstödssida</b>			65987	65986
	ANVÄNDS TILL FOTSTÖD STANDARDLÄNGD				
	<b>Montering av fotstödssida</b>			65987-8	
	<b>Hälband</b>			62995-1	
	SATS 2ST, FÖR DELAD FOTPLATTA EN MODELL FÖR ALLA BREDDER				
	<b>Montering av hälband</b>			62995-8	
	<b>Polstring, delad</b>	38-42	62991-1		
	SATS 2ST, FÖR DELAD FOTPLATTA	46-50	64991-1		
		38	62993-1		
	<b>Polstring, hel</b>	42	63993-1		
	FÖR HELT FOTSTÖD	46	64993-1		
	ELLER FOTLÅDA	50	65993-1		

### Utan fotstöd

## 8. ARMSTÖD

INFOBLAD: ART. NR. 95936

	Vänster	Höger	Art nr Vänster	Art nr Höger
	Armstöd standard INKLUSIVE POLSTRADE SIDOSTÖD		62401	62402
	Armstöd bred INKLUSIVE POLSTRADE SIDOSTÖD		63401	63402
	Armstöd, lågt INKLUSIVE POLSTRADE SIDOSTÖD		62405	62406
	Armstöd bred, lågt INKLUSIVE POLSTRADE SIDOSTÖD		63405	63406
	Armstödssarg		62471	62472
	Armstödssarg bred ANVÄNDS TILL ARMSTÖD BRED		63471	63472
	Montering av armstödssarg		62471-8	
	Hemiplegiarmstöd hög		63491	63492
	Hemiplegiarmstöd låg		63493	63494
	Armstödslåsning, par LÅSER ARMSTÖDEN I SITSRAMEN		62459	
	Montering av armstödslåsning		62459-8	

### Utan armstöd

## ALTERNATIVA UTFÖRANDEN

Alternativa utföranden av HD Balance rullstolar ska riskbedömas.

Bedöm om den aktuella brukaren får förhöjd tipp- och/eller klämrisk i och med modifieringen. Om det finns en förhöjd risk måste det avgöras om det alternativa utförandet är motiverat trots detta.

Var noga med att **informera berörda om dessa risker!**


## 9. BALANSPUNKT

INFOBLAD: ART. NR. 95942

	Art nr	
Framåtflyttad sitsenhet (TYNGDPUNKT)	67056-8	SE DOKUMENT 95758, 95759. och Riskinformation dok. 95707
Bakåtflyttad sitsenhet (TYNGDPUNKT)	67057-8	
Drivhjul i bakre position FLYTTAT 5 CM BAKOM STANDARDPOSITION	67551-8	

## 10. SITTHÖJD

INFOBLAD: ART. NR. 95943

		Art nr	
Höjd sitthöjd +5 cm		67052-8	SE DOKUMENT 95758, 95759. och Riskinformation dok. 95707
Sänkt sitthöjd -3 cm		67053-8	
	PUR	67515-2	
20" Hjul på HD Balance 24 SÄNKER SITTHÖJDEN MED CA 4 CM.	Flexel	67516-2	
	Luftpumpade	67517-2	
125x27 Länkhjul på HD Balance 24 KAN BARA ANVÄNDAS I KOMBINATION MED 20" DRIVHJUL PÅ RULLSTOL	PUR	67315	
 Ekerskydd för 20"-hjul	___ st	15472	
Montering av ekerskydd		15475-8	

## 11. SITSTILT / RYGGVINKLING

INFOBLAD: ART. NR. 95944

		Art nr	
<i>STANDARD ÄR 0-20° SITSTILT OCH FAST RYGGVINKEL I 95°.</i>			
Sitstilt -5° - 20° MEDGER 5° FRAMÅTTILTNING.		67820-8	Se Riskinformation dok. 95707
Utökad sitstilt 0° - 30° OBSERVERA ATT DRIVHJULET BÖR SITTA I BAKRE POSITION!		67823-8	Se Riskinformation dok. 95707
Utökad sitstilt -5° - 30° MEDGER 5° FRAMÅTTILTNING. OBSERVERA ATT DRIVHJULET BÖR SITTA I BAKRE POSITION!		67824-8	Se Riskinformation dok. 95707
Fast ryggvinkel DEN FASTA VINKELN GÅR ATT JUSTERA INOM 90°-105° Levereras med 95° vinkel om inget val görs			<b>STANDARD PÅ RULLSTOLSSCHASSI</b> Önskas levererad med följande vinkel: ___ grader (90-105 möjligt)
Reglerbar Ryggfällning GASFJÄDER - REGLERBAR 90°-120°		67701-8	

## 12. UTFÖRANDE FÖR HÅRT BELASTANDE BRUKARE

INFOBLAD: ART. NR. 95946

Fjädrande rygg  
FINNS BÅDE TILL VINKLINGSBAR RYGG OCH FAST RYGGVINKEL

## 13. BROMSAR, SPECIALVARIANTER

INFOBLAD: ART. NR. 95947

Brukarbroms till HD Balance 16	67130-1
Brukarbromsar med förlängt handtag PASSAR BALANCE 24	67115-5

## 14. TILLBEHÖR, SPECIALVARIANTER

Huvud-/Nackstödsrör, förlängt +10 cm  
SE INFOBLAD HUVUDSTÖD / NACKSTÖD ART. NR. 95932

12780-1

## TILLBEHÖR










### 15. HUVUD- / NACKSTÖD

INFOBLAD: ART. NR. 95932

 Grå Svart  
Trevira Trevira Dartex










Art nr Grå Art nr Svart Art nr Dartex

DET ÄR MÖJLIGT ATT VÄLJA HUVUD-/NACKSTÖD I SPECIALUTFÖRANDE. SE AVSNITT  
SPECIALUTFÖRANDE - TILLBEHÖR, SPECIALVARIANTER.

	Huvudstöd Basic				69108-1	69108-3	69108-2	
	Huvudstöd Side SIDOSTÄLLBART				69101-1	69101-3	69101-2	
	Huvudstöd Side + MED FÄSTEN FÖR SIDOSTÖD SIDOSTÖD BESTÄLLS SEPARAT				69104-1	69104-3	69104-2	
	Sidostöd till huvudstöd, Vario STÄLLBAR VINKEL	___	___	___	st	69182-1	69182-3	69182-2
	Sidostöd till huvudstöd, Fix FAST VINKEL	___	___	___	st	69181-1	69181-3	69181-2
	Huvudstödsöverdrag SVART TREVIRA			___	st	49911		
	Nackstöd, Side					69111-1	69111-3	69111-2
	Nackstöd, Side + MED FÄSTEN FÖR SIDOSTÖD					69114-1	69114-3	69114-2
	Sidostöd till nackstöd, Vario STÄLLBAR VINKEL	___	___	___	st	69191-1	69191-3	69191-2
	Extra klädsel till huvudstöd Basic	___	___	___	st	49922	49952	49924
	Extra klädsel till huvudstöd Side	___	___	___	st	49921	49951	49923
	Extra klädsel till nackstöd Side	___	___	___	st	49926	49953	49927
	Extra klädsel till sidostöd FÖR HUVUDSTÖD OCH NACKSTÖD	___	___	___	st	49931	49941	49932



## 16. BORD

INFOBLAD: ART. NR. 95930



		Antal	Sittbredd	Art nr
	Bord PC rökfärgat UTAN POLSTRING BESTÄLL FÄSTEN SEPARAT		38	69521
		___ st	42	69531
			46	69541
			50	69551
	Bord PC rökfärgat MED POLSTRING BESTÄLL FÄSTEN SEPARAT		38	69522
		___ st	42	69532
			46	69542
			50	69552
	Bord Trä (Ek) UTAN POLSTRING BESTÄLL FÄSTEN SEPARAT		38	69525
		___ st	42	69535
			46	69545
			50	69555
	Bord Trä (Ek) MED POLSTRING BESTÄLL FÄSTEN SEPARAT		38	69526
		___ st	42	69536
			46	69546
			50	69556
	Stödbord POLSTRAT BESTÄLL FÄSTEN SEPARAT		38-42	69592
		___ st	46-52	69594
	Muggbord (Ek) BESTÄLL SPECIELLT FÄSTE SEPARAT	Vänster ___ st		69581
		Höger ___ st		69582
	Bordsfäste SATS OM 2 ST, INKL SKRUV	___ st		69515-1
	Bordsfäste, med låsning SATS OM 2 ST, INKL SKRUV	___ st		69515-5
	Muggbordsfäste, med låsning INKL SKRUV	Vänster ___ st		69585-1
		Höger ___ st		69585-2
	Montering bordsfäste på rullstol			69515-8

## 17. ÖVRIGA TILLBEHÖR

INFOBLAD: ART. NR. 95950

		Antal	Art nr
	Profilstopp HJÄLPER TILL ATT MONTERA HUVUD-/ NACK- OCH BÄLSTÖD I RÄTT POSITION	___ st	12799
	Väskkrok	___ st	13605
	Montering av väskkrok på rullstol		13605-8



	Droppställning				
	BESTÅLL FÄSTE SEPARAT		___ st	69760	
	Droppställningsfäste	VÄNSTER	___ st	69750-1	Se Riskinformation dok. 95707
		HÖGER	___ st	69750-2	Se Riskinformation dok. 95707
Montering av droppställningsfäste på rullstol				69750-8	
	Syrghållare HD 1 liter		___ st	56904	Se Riskinformation dok. 95707
	Syrghållare HD 2 liter		___ st	56905	Se Riskinformation dok. 95707
	Montering av syrgashållare HD på rullstol				56904-8

#### Övriga kommentarer

Kontrollera att alla uppgifter stämmer.