

Gör så här:

1. Välj rullstolsmodell (16 eller 24) samt vilken **tiltmöjlighet** du vill ha/har på rullstolen. Det finns fyra alternativ.
2. Titta i respektive tiltalternativs tabell för den valda rullstolsmodellen och se vilka konfigurationsmöjligheter för sitshöjd och fram-/bakflyttning av sitsenheten som är möjliga.
3. Kontrollera eventuella **anmärkningar** noga i de dokument som det refereras till!

HD Balance 24

0° - 20° Tilt (Standard)		Sitsenhetens balanseringsläge		
Anpassningsnummer & Benämning		Standardposition	67056-8 Framflyttad sitsenhet	67057-8 Bakflyttad sitsenhet
Sithöjd	Standardhöjd	OK	OK *c	OK *d
	67052-8 Höjd sitshöjd +5cm	OK	Ej möjligt	Ej möjligt
	67053-8 Sänkt sitshöjd -3cm	OK *b	Ej möjligt	OK *e - 67059-8

-5° - 20° Tilt		Sitsenhetens balanseringsläge		
Anpassningsnummer & Benämning		Standardposition	67056-8 Framflyttad sitsenhet	67057-8 Bakflyttad sitsenhet
Sithöjd	Standardhöjd	OK	OK *c	OK *d
	67052-8 Höjd sitshöjd +5cm	OK	Ej möjligt	Ej möjligt
	67053-8 Sänkt sitshöjd -3cm	OK *b	Ej möjligt	Ej möjligt

0° - 30° Tilt		Sitsenhetens balanseringsläge		
Anpassningsnummer & Benämning		Standardposition	67056-8 Framflyttad sitsenhet	67057-8 Bakflyttad sitsenhet
Sithöjd	Standardhöjd	OK	OK *c	OK *d
	67052-8 Höjd sitshöjd +5cm	OK / RISK *a	Ej möjligt	Ej möjligt
	67053-8 Sänkt sitshöjd -3cm	OK *b	Ej möjligt	Ej möjligt

-5° - 30° Tilt		Sitsenhetens balanseringsläge		
Anpassningsnummer & Benämning		Standardposition	67056-8 Framflyttad sitsenhet	67057-8 Bakflyttad sitsenhet
Sithöjd	Standardhöjd	OK	OK *c	OK *d
	67052-8 Höjd sitshöjd +5cm	OK / RISK *a	Ej möjligt	Ej möjligt
	67053-8 Sänkt sitshöjd -3cm	Ej möjligt	Ej möjligt	Ej möjligt

*a	se dokument Referenstabell - balanseringslägen art.nr. 95758 pos. 2
*b	se dokument Referenstabell - balanseringslägen art.nr. 95758 pos. 3
*c	se dokument Referenstabell - balanseringslägen art.nr. 95758 pos. 4
*d	se dokument Referenstabell - balanseringslägen art.nr. 95758 pos. 5
*e	se dokument Referenstabell - balanseringslägen art.nr. 95758 pos. 7

HD Balance 16

0° - 20° Tilt (Standard)		Sitsenhetens balanseringsläge		
Anpassningsnummer & Benämning	Standardposition	67056-8 Framflyttad sitsenhet	67057-8 Bakflyttad sitsenhet	
Sits höjd	Standardhöjd	OK	OK *c	OK *d
67052-8	Höjd sits höjd +5cm	OK	Ej möjligt	Ej möjligt
67053-8	Sänkt sits höjd -3cm	OK *b	Ej möjligt	OK *e - 67059-8

-5° - 20° Tilt		Sitsenhetens balanseringsläge		
Anpassningsnummer & Benämning	Standardposition	67056-8 Framflyttad sitsenhet	67057-8 Bakflyttad sitsenhet	
Sits höjd	Standardhöjd	OK	OK *c	OK *d
67052-8	Höjd sits höjd +5cm	OK	Ej möjligt	Ej möjligt
67053-8	Sänkt sits höjd -3cm	OK *b	Ej möjligt	Ej möjligt

0° - 30° Tilt		Sitsenhetens balanseringsläge		
Anpassningsnummer & Benämning	Standardposition	67056-8 Framflyttad sitsenhet	67057-8 Bakflyttad sitsenhet	
Sits höjd	Standardhöjd	OK	OK *c	OK *d
67052-8	Höjd sits höjd +5cm	OK / RISK *a	Ej möjligt	Ej möjligt
67053-8	Sänkt sits höjd -3cm	OK *b	Ej möjligt	OK *e - 67059-8

-5° - 30° Tilt		Sitsenhetens balanseringsläge		
Anpassningsnummer & Benämning	Standardposition	67056-8 Framflyttad sitsenhet	67057-8 Bakflyttad sitsenhet	
Sits höjd	Standardhöjd	OK	OK *c	OK *d
67052-8	Höjd sits höjd +5cm	OK / RISK *a	Ej möjligt	Ej möjligt
67053-8	Sänkt sits höjd -3cm	Ej möjligt	Ej möjligt	Ej möjligt

*a	se dokument Referenstabell - balanseringslägen art.nr. 95758 pos. 2
*b	se dokument Referenstabell - balanseringslägen art.nr. 95758 pos. 3
*c	se dokument Referenstabell - balanseringslägen art.nr. 95758 pos. 4
*d	se dokument Referenstabell - balanseringslägen art.nr. 95758 pos. 5
*e	se dokument Referenstabell - balanseringslägen art.nr. 95758 pos. 7