

Utfyllnadskuddar HD Balance

Bruksanvisning / Monteringsanvisning


Sida 1 (1)

Ingående delar:

2 x



Montering



1. Trä fickan (a) över främre delen av sidostödet.
2. Fäst kardborrbandet (b) runt bakdelen av sidostödet.

Användning och skötselråd

Utfyllnadskuddarna kan rengöras genom avtorkning med tvål och vatten. För övrig information se Underhållsanvisning, art.nr. 95730.

Extra side padding HD Balance

User manual / Assembly instructions


Page 1 (1)

Parts included:

2 x



Assembling



1. Put the front part of the side support into the pocket of the padding (a).
2. Attach the velcro (b) around the rear part of the side support.

Care instructions

The extra side paddings can be cleaned by wiping with soap and water. For further information see Maintenance Instructions, art. no. 95730-1.