

Datum		Beställningsnr.	
Beställare		Kontaktperson	
Tel. beställare		Tel. kontaktperson	
Mail beställare		Mail kontaktperson	
Brukare		Ev. rep. HD Rehab	

- Beställningsguiden används vid beställning av endast **en** rullstol i en viss konfiguration och med eventuella tillbehör.
- Alla delar som ingår i standardkonfigurationen är markerade med kryssruta med fet ram (☒). Dessa alternativ kommer att levereras med rullstolen om ingen andra val görs.
- För mer information om olika konfigurationer och tillbehör se Förskrivarinformationen (dok.nr. 95715) och respektive Infoblad. Om djupare information önskas finns även Bruksanvisningar/Monteringsanvisningar på hdrehab.se.

1. CHASSI

Infoblad 95937 Chassi

	Sittbredd	Standard	Förstärkt	
HD Balance 24	38	☒ 60210-6	☐ 60220-6	
Manuell rullstol	42	☐ 60310-6	☐ 60320-6	
Sitsdjup 43-52cm	46	☐ 60410-6	☐ 60420-6	
(med sittdyna)	50	☐ 60510-6	☐ 60520-6	
HD Balance 24	38	☐ 60215-6	☐ 60225-6	
Manuell rullstol	42	☐ 60315-6	☐ 60325-6	
Förlängt sitsdjup 48-57cm	46	☐ 60415-6	☐ 60425-6	
(med sittdyna)	50	☐ 60515-6	☐ 60525-6	
HD Balance 16	38	☐ 60250-6	☐ 60260-6	
Transportmodell	42	☐ 60350-6	☐ 60360-6	
Sitsdjup 43-52cm	46	☐ 60450-6	☐ 60460-6	
(med sittdyna)	50	☐ 60550-6	☐ 60560-6	
HD Balance 16	38	☐ 60255-6	☐ 60265-6	
Transportmodell	42	☐ 60355-6	☐ 60365-6	
Förlängt sitsdjup 48-57cm	46	☐ 60455-6	☐ 60465-6	
(med sittdyna)	50	☐ 60555-6	☐ 60565-6	

2. DRIVHJUL & LÄNKHJUL

Infoblad 95938 Hjul

	HD Balance 24	HD Balance 16
PUR (Polyuretan) drivhjul <i>Punkteringsfritt med alu-drivring</i>	☐ 67505-1	67551-1
Flexel drivhjul <i>Punkteringsfritt med alu-drivring</i>	☐ 67506-1	67552-1
Luftpumpade drivhjul <i>Med alu-drivring</i>	☐ 67507-1	67553-1




Länkhjul 175 x 43mm	☐ 67310
Länkhjul 175 x 28mm	☐ 67316
Länkhjul 125 x 27mm, förlängd gaffel	☐ 67318
Länkhjul Flexel 200 x 50mm <i>Ger konflikt med fotstöd i 90° position</i>	☐ 67314
Länkhjul 200 x 28mm <i>Ger konflikt med fotstöd i 90° position</i>	☐ 67317



3. DRIVRINGAR (HD Balance 24)

Infoblad 95938 Hjul

Aluminium	☐ 15491
Rostfritt stål	☐ 15492
Soft grip, plastbeklädd	☐ 15493



4. KÖRBYGEL / KÖRHANDTAG / VÅRDARBROMS

Infoblad 95939 Körbygel / Körhandtag / Vårdarbroms

Körhandtagssida, standard, vä och hö <i>Med vårdarbroms</i>	☐ 62330-1, 62330-2
Körhandtagssida, förhöjd +12cm, vä och hö <i>Med vårdarbroms Längre broms-, sitstilt- och ryggvinklingsvagnar ingår</i>	☐ 62330-5, 62330-6
Körhandtagssida, vinkelställbar, vä och hö <i>Med vårdarbroms</i>	☐ 62392-1, 62392-2



	sb38	sb42	sb46	sb50
Körbygel, standard	☐ 62341-1	63341-1	64341-1	65341-1
Körbygel, extra djup (+8cm)	☐ 62342-1	63342-1	64342-1	65342-1
Körbygel, förhöjd bockad <i>Ej i kombination med förhöjd- eller vinkelställbar körhandtagssida</i>	☐ 62343-1	63343-1	64343-1	65343-1
Separata körhandtag <i>Ej i kombination med vinkelställbar körhandtagssida</i>	☐	10295		



5. SITTDYNA

Infoblad 95940 Sittdyna


		sb38	sb42	sb46	sb50
Sittdyna standard, Grå Trevira	☒	68201	68301	68401	68501
Sittdyna standard, Svart Trevira	☐	68203	68303	68403	68503
Sittdyna standard, Hygien	☐	68204	68304	68404	68504
Sittdyna lång, +5cm, Grå Trevira	☐	68205	68305	68405	68505
Sittdyna lång, +5cm, Svart Trevira	☐	68207	68307	68407	68507
Sittdyna lång, +5cm, Hygien	☐	68208	68308	68408	68508
<i>(till förlängd sitsram)</i>					
Extra klädsel, sittdyna standard, Grå	☐ st	49211	49311	49411	49511
Extra klädsel, sittdyna standard, Svart	☐ st	49213	49313	49413	49513
Extra klädsel, sittdyna standard, Hygien	☐ st	49214	49314	49414	49514
Extra klädsel, sittdyna lång, Grå	☐ st	49215	49315	49415	49515
Extra klädsel, sittdyna lång, Svart	☐ st	49217	49317	49417	49517
Extra klädsel, sittdyna lång, Hygien	☐ st	49218	49318	49418	49518
Överdragsklädsel, Inkontinens	☐ st	49206	49306	49406	49506
Överdragsklädsel +5cm, Inkontinens	☐ st	49208	49308	49408	49508
<i>Samtliga överdragsklädsel är Svart Trevira. Sits, resår. träs över befintlig klädsel.</i>					
Utan sittdyna	☐	68200-8			



6. RYGGSYSTEM

Infoblad 95941 Ryggssystem

		sb38	sb42	sb46	sb50
Flexirygg standard	☒	62250	63250	64250	65250
Flexirygg lång (+10cm)	☐	62255	63255	64255	65255
Planrygg standard	☐	62260	63260	64260	65260
Planrygg lång (+10cm)	☐	62265	63265	64265	65265




Observera att ökad eller minskad bredd på ryggsystemet väljs under punkt 15.

7. RYGGDYNA

Infoblad 95941 Ryggssystem

		sb38	sb42	sb46	sb50
Ryggdyna standard, Grå Trevira	☐	68281	68381	68481	68581
Ryggdyna standard, Svart Trevira	☐	68291	68391	68491	68591
Ryggdyna standard, Dartex	☐	68282	68382	68482	68582
<i>med sidostödsvingar</i>					
Ryggdyna plan, Grå Trevira	☐	68285	68385	68485	68585
Ryggdyna plan, Svart Trevira	☐	68295	68395	68495	68595
Ryggdyna plan, Dartex	☐	68286	68386	68486	68586
<i>utan sidostödsvingar</i>					
Ryggdyna std lång (+10cm), Grå Trevira	☐	68283	68383	68483	68583
Ryggdyna std lång (+10cm), Svart Trevira	☐	68293	68393	68493	68593
Ryggdyna std lång (+10cm), Dartex	☐	68284	68384	68484	68584
<i>med sidostödsvingar</i>					
Ryggdyna plan lång (+10cm), Grå Trevira	☐	68287	68387	68487	68587
Ryggdyna plan lång (+10cm), Svart Trevira	☐	68297	68397	68497	68597
Ryggdyna plan lång (+10cm), Dartex	☐	68288	68388	68488	68588
<i>utan sidostödsvingar</i>					
Extra klädsel standard, Grå Trevira	☐ st	48221	48321	48421	48521
Extra klädsel standard, Svart Trevira	☐ st	48231	48331	48431	48531
Extra klädsel standard, Dartex	☐ st	48222	48322	48422	48522
<i>med sidostödsvingar</i>					
Extra klädsel plan, Grå Trevira	☐ st	48225	48325	48425	48525
Extra klädsel plan, Svart Trevira	☐ st	48235	48335	48435	48535
Extra klädsel plan, Dartex	☐ st	48226	48326	48426	48526
<i>utan sidostödsvingar</i>					
Extra klädsel standard lång, Grå Trevira	☐ st	48223	48323	48423	48523
Extra klädsel standard lång, Svart Trevira	☐ st	48233	48333	48433	48533
Extra klädsel standard lång, Dartex	☐ st	48224	48324	48424	48524
<i>med sidostödsvingar</i>					
Extra klädsel plan lång, Grå Trevira	☐ st	48227	48327	48427	48527
Extra klädsel plan lång, Svart Trevira	☐ st	48237	48337	48437	48537
Extra klädsel plan lång, Dartex	☐ st	48228	48328	48428	48528
<i>utan sidostödsvingar</i>					
Utan ryggdyna	☐	68250-8			



8. BENSTÖDSÖVERDEL

Infoblad 95933 Benstöd


	Vänster	Höger
Benstöd vinkelställbart, standardlängd	☐ 62725	☐ 62720
Benstöd vinkelställbart, kort	☐ 62721	☐ 62722
Benstöd vinkelställbart, långt	☐ 62723	☐ 62724
Frikopplingsreglage knäled <i>Ensidesreglering av benstödsinkel för helt fotstöd / fotlåda / helt vadvstöd</i>	☐ 62733-5	<i>Höger utförande på förfrågan</i>
Amputationsbenstöd <i>Vinkelställbart, komplett med vadvstöd</i>	☐ sb38 - 62771 sb42 - 63771 sb46 - 64771 sb50 - 65771	☐ sb38 - 62772 sb42 - 63772 sb46 - 64772 sb50 - 65772
Benstöd fast vinkel 90°, standardlängd	☐ 63758-1	☐ 63758-2
Benstöd fast vinkel 90°, kort	☐ 63758-5	☐ 63758-6
Benstöd fast vinkel 90°, långt	☐ 63758-3	☐ 63758-4
Benstöd fast vinkel 105°, standardlängd	☐ 63759-1	☐ 63759-2
Benstöd fast vinkel 105°, kort	☐ 63759-5	☐ 63759-6
Benstöd fast vinkel 105°, långt	☐ 63759-3	☐ 63759-4
Utan benstöd <i>Vadvstöd och fotstöd utgår</i>	☐ 62701-8	☐ 62702-8



9. VADSTÖD

Infoblad 95934 Vadvstöd

	sb38	sb42	sb46	sb50
Vadvstöd delat, vänster	☐ 62801	63801	64801	65801
Vadvstöd delat, höger	☐ 62802	63802	64802	65802
Vadvstöd delat, +30mm extra djup, vä	☐ 62803	63803	64803	65803
Vadvstöd delat, +30mm extra djup, hö	☐ 62804	63804	64804	65804
Vadvstöd delat, +50mm extra djup, vä	☐ 62805	63805	64805	65805
Vadvstöd delat, +50mm extra djup, hö	☐ 62806	63806	64806	65806
Vadvstöd helt	☐ 62811	63811	64811	65811
Vadvstöd helt, +30mm extra djup <i>Beställ frikopplingsreglage för knäled separat</i>	☐ 62812	63812	64812	65812
Vadmatta	☐ — 63891 —	— 65891 —		
Vadband	☐ — 63892 —			
Fästen vadmatta / vadband, 2st	☐ — 63895 —			
Utan vadvstöd vänster	☐ 63801-8			
Utan vadvstöd höger	☐ 63802-8			





10. FOTSTÖD

Infoblad 95935 Fotstöd

		sb38	sb42	sb46	sb50	
Fotstöd delat, standardlängd, vänster	☐	62909	63909	64909	65909	
Fotstöd delat, standardlängd, höger	☐	62908	63908	64908	65908	
Fotstöd delat, kort, vänster	☐	62903	63903	64903	65903	
Fotstöd delat, kort, höger	☐	62904	63904	64904	65904	
Används med benstödsöverdel kort						
Fotstöd helt, standardlängd	☐	62951	63951	64951	65951	
Beställ frikopplingsreglage för knäled separat						
Fotstöd helt, kort	☐	62953	63953	64953	65953	
Används med benstödsöverdel kort						
Beställ frikopplingsreglage för knäled separat						
Fotlåda, standardlängd	☐	62981	63981	64981	65981	
Beställ frikopplingsreglage för knäled separat						
Fotlåda, kort	☐	62982	63982	64982	65982	
Används med benstödsöverdel kort						
Beställ frikopplingsreglage för knäled separat						
Polstring, delad	☐	62991-1		64991-1		
Sats med 2 st, för delad fotplatta						
Polstring, hel	☐	62993-1	63993-1	64993-1	65993-1	
För helt fotstöd eller fotlåda						
Fotstödssida vänster	☐	65987				
Fotstödssida höger	☐	65986				
Används till fotstöd standardlängd						
Montering av fotstödssida	☐	65987-8				
Hälband, sats med 2 st	☐	62995-1				
För delad fotplatta						
Montering av hälband	☐	62995-8				
Utan fotstöd vänster	☐	63909-8				
Utan fotstöd höger	☐	63908-8				

11. ARMSTÖD

Infoblad 95936 Armstöd

	Vänster	Höger		
Armstöd standard	☐ 62401	☐ 62402		
Armstöd bred	☐ 63401	☐ 63402		
Armstöd standard lågt	☐ 62405	☐ 62406		
Armstöd bred lågt	☐ 63405	☐ 63406		
Armstöd standard med sidostöd kil 7°	☐ 62411	☐ 62412		
Armstöd bred med sidostöd kil 7°	☐ 63411	☐ 63412		
Armstöd standard med sidostöd kil 4°	☐ 62413	☐ 62414		
Armstöd bred med sidostöd kil 4°	☐ 63413	☐ 63414		
Armstöd standard med sidostöd lång	☐ 62415	☐ 62416		
Armstöd bred med sidostöd lång	☐ 63415	☐ 63416		
Hemiplegiarmstöd hög	☐ 63491	☐ 63492		
Hemiplegiarmstöd låg	☐ 63493	☐ 63494		
Sidostöd std med stolpe, utan armstödsplatta	☐ 62451-1	☐ 62451-2		
Stolpe med kåpa, utan armstödsplatta	☐ 62453-1	☐ 62453-1		
Sidostöd kil 7°	☐ 63463	☐ 63464		
Sidostöd kil 4°	☐ 63461	☐ 63462		
Sidostöd lång	☐ 63465	☐ 63466		
Armstödssarg till armstöd standard	☐ 62471	☐ 62472		
Armstödssarg till armstöd bred	☐ 63471	☐ 63472		
Montering av armstödssarg	☐ 62471-8			
Armstödslåsning, par <i>Låser armstöden i sitsramen</i>	☐ 62459			
Montering av armstödslåsning	☐ 62459-8			
Utan armstöd	☐ 62400-8	☐ 62400-8		

ALTERNATIVA UTFÖRANDEN

Alternativa utföranden av HD Balance rullstolar ska riskbedömas. Bedöm om den aktuella brukaren får förhöjd tipp- och/eller klämrisk i och med modifieringen. Om det finns en förhöjd risk måste det avgöras om det alternativa utförandet är motiverat trots detta. **Var noga med att informera berörda om dessa risker.**

12. BALANSPUNKT

Infoblad 95942 Balanspunkt

Framflyttad sitsenhet (tyngdpunkt)	☐	67056-8	Se 95758 Balanseringsguide, 95759 Referenstabell
Bakåtflyttad sitsenhet (tyngdpunkt)	☐	67057-8	balanseringskonfigurationer och 95707 Riskinformation
Drivhjul i bakre position (5 cm bak)	☐	67551-8	

13. SITTHÖJD OCH SITTDJUP

Infoblad 95943 Sitthöjd, 95937 Chassi

Höjd sitthöjd +5 cm	☐	67052-8	Se 95758 Balanseringsguide, 95759 Referenstabell
Sänkt sitthöjd -3 cm	☐	67053-8	balanseringskonfigurationer och 95707 Riskinformation
20" hjul på HD Balance 24	☐	67515-2	
Sänker sitthöjden med ca. 4 cm	☐	67516-2	
PUR	☐	67518-2	
Flexel	☐	67315	
Luftpumpade	☐		
125x27 Länkhjul på HD Balance 24	☐	67315	
Kan bara användas med 20" drivhjul			
Ryggdistanser, sats med 4 st	☐	69791-5	Se 95707 Riskinformation
Går att montera på en sida vid behov			
Montering av ryggdistanser	☐	69791-8	

14. SITSTILT OCH RYGGVINKLING

Infoblad 95944 Sitstilt och Ryggvinkling

Se 95707 Riskinformation. Standard är 0° - 20° sitstilt och 90° - 120° ryggfällning.

Sitstilt -5° - 20°	☐	67820-8	
Medger 5° framåttiltning			
Utökad sitstilt 0° - 30°	☐	67823-8	
Observera att drivhjulet bör sitta i bakre position			
Utökad sitstilt -5° - 30°	☐	67824-8	
Medger 5° framåttiltning			
Observera att drivhjulet bör sitta i bakre position			
Utökad ryggfällning 90° - 135°	☐	67705-8	
Observera att drivhjulet bör sitta i bakre position			
Låsbar ryggvinkel (ryggspärr)	☐	62369	
Fast ryggvinkel	☐	Önskas levererad med följande	
Reglage och gasfjäder för återmontage medföljer inte		vinkel (90° - 105° möjligt):	☐

15. UTÖKAD ELLER MINSKAD RYGGBREDD

Infoblad 95945 Ryggbredd utökad/minskad

		sb38	sb42	sb46	sb50
Bredare ryggsystem +4 cm, inkl. bredare ryggdyna	☐	63298-8	64298-8	65298-8	På förfrågan
Bredare ryggsystem +8 cm, inkl. bredare ryggdyna	☐	64299-8	65299-8	På förfrågan	På förfrågan
<i>Medför vissa begränsningar vid höjdinställning av ryggstöd och djupinställning av armstöd.</i>					
Smalare ryggsystem -4 cm, inkl. smalare ryggdyna	☐	På förfrågan	62297-8	63297-8	64297-8

16. UTFÖRANDE FÖR HÅRT BELASTANDE BRUKARE

Infoblad 95946 Utförande för hårt belastande brukare

Fjädrande rygg ☐

Finns både till vinklinsbar rygg och fast ryggvinkel.

17. BROMSAR, SPECIALVARIANTER

Infoblad 95947 Bromsar, specialvarianter

Brukarbroms till HD Balance 16 ☐ 67130-1

Brukarbromsar med förlängt handtag ☐ 67115-5

Passar HD Balance 24.

18. YTTERMÅTT

Infoblad 95938 Hjul, 95719 Måttabell

Länkhjulstapp smal ☐ 69991-1

Minskar totalbredd (i kombination med inflyttad drivring)

Inflyttad drivringsposition ☐ 15499-8

Minskar totalbredden, brukaren kan ej köra själv

TILLBEHÖR

19. HUVUDSTÖD / NACKSTÖD

Infoblad 95932 Huvudstöd / Nackstöd

	Grå Trevira	Svart Trevira	Dartex
Huvudstöd Basic	☐ 69108-1	☐ 69108-3	☐ 69108-2
Huvudstöd Side, sidoställbart	☐ 69101-1	☐ 69101-3	☐ 69101-2
Huvudstöd Side+ <i>Med fästen för sidostöd Sidostöd beställs separat</i>	☐ 69104-1	☐ 69104-3	☐ 69104-2
Sidostöd till huvudstöd, Vario <i>Ställbar vinkel</i>	☐ st 69182-1	☐ st 69182-3	☐ st 69182-2
Sidostöd till huvudstöd, Fix <i>Fast vinkel.</i>	☐ st 69181-1	☐ st 69181-3	☐ st 69181-2
Huvudstödsöverdrag <i>Svart Trevira</i>		☐ st 49911	
Nackstöd Side	☐ 69111-1	☐ 69111-3	☐ 69111-2
Nackstöd Side+ <i>Med fästen för sidostöd Sidostöd beställs separat</i>	☐ 69114-1	☐ 69114-3	☐ 69114-2
Sidostöd till nackstöd, Vario <i>Ställbar vinkel</i>	☐ st 69191-1	☐ st 69191-3	☐ st 69191-2
Extra klädsel, Huvudstöd Basic	☐ st 49922	☐ st 49952	☐ st 49924
Extra klädsel, Huvudstöd Side	☐ st 49921	☐ st 49951	☐ st 49923
Extra klädsel, Nackstöd Side	☐ st 49926	☐ st 49953	☐ st 49927
Extra Klädsel, Sidostöd <i>För Huvudstöd och Nackstöd</i>	☐ st 49931	☐ st 49941	☐ st 49932
Specialvariant: Huvud-/Nackstödsrör förlängt +10cm	☐ 12780-1		



20. BÅLSTÖD & AXELSTÖD

Infoblad 95931 *Bålstöd*, 95954 *Axelstöd*

		Grå Trevira	Svart Trevira	Dartex	
Bålstöd Standard, smal position		☐ st 69301-1	☐ st 69301-3	☐ st 69301-2	
Bålstöd Standard, bred position		☐ st 69302-1	☐ st 69302-3	☐ st 69302-2	
Bålstöd Ställbart Kort		☐ st 69311-1	☐ st 69311-3	☐ st 69311-2	
Bålstöd Ställbart Långt		☐ st 69312-1	☐ st 69312-3	☐ st 69312-2	
Bålstöd Ställbart Mini			☐ st 69332-3		
Bålstöd Standard, smal position, med Swing	vänster höger	☐ st 69305-1 ☐ st 69306-1	☐ st 69305-3 ☐ st 69306-3	☐ st 69305-2 ☐ st 69306-2	
Bålstöd Standard, bred position, med Swing	vänster höger	☐ st 69307-1 ☐ st 69308-1	☐ st 69307-3 ☐ st 69308-3	☐ st 69307-2 ☐ st 69308-2	
Bålstöd Ställbart Kort, smal position, med Swing	vänster höger	☐ st 69315-1 ☐ st 69316-1	☐ st 69315-3 ☐ st 69316-3	☐ st 69315-2 ☐ st 69316-2	
Bålstöd Ställbart Kort, bred position, med Swing	vänster höger	☐ st 69317-1 ☐ st 69318-1	☐ st 69317-3 ☐ st 69318-3	☐ st 69317-2 ☐ st 69318-2	
Bålstöd Ställbart Långt, smal position, med Swing	vänster höger	☐ st 69325-1 ☐ st 69326-1	☐ st 69325-3 ☐ st 69326-3	☐ st 69325-2 ☐ st 69326-2	
Bålstöd Ställbart Långt, bred position, med Swing	vänster höger	☐ st 69327-1 ☐ st 69328-1	☐ st 69327-3 ☐ st 69328-3	☐ st 69327-2 ☐ st 69328-2	
Bålstöd Ställbart Mini, smal position, med Swing			vänster ☐ st 69323-1 höger ☐ st 69323-2		
Bålstödsfäste		☐ st 69351-1			
Montering av bålstödsfäste		☐ 69351-8			
Axelstöd, Swing, komplett med fäste			vänster ☐ 69201-3 höger ☐ 69202-3		
Montering av Axelstöd		☐ 69201-8			

21. BENDELARE

Infoblad 95948 *Bendelare*

Bendelare liten	☐	69605-2	
Bendelare stor	☐	69606-2	
Bendelare framflyttad liten	☐	69615-2	
Bendelare framflyttad stor	☐	69616-2	
Bendelarfäste	☐	69620-1	
Montering av bendelarfäste	☐	69620-8	

22. BORD

Infoblad 95930 *Bord*

		sb38	sb42	sb46	sb50		
Bord PC (rökfärgat)	☐	69521	69531	69541	69551		
Bord PC (rökfärgat), med polstring	☐	69522	69532	69542	69552		
Bord Trä (ek)	☐	69525	69535	69545	69555		
Bord Trä (ek), med polstring	☐	69526	69536	69546	69556		
Stödbord, polstrat	☐	69596		69598			
Muggbord (ek)	vänster ☐	69581	höger ☐	69582			
Bordsfäste, par	☐	69515-1					
Bordsfäste med låsning, par	☐	69515-5					
Muggbordsfäste, med lås.	vänster ☐	69585-1	höger ☐	69585-2			
Montering av bordsfäste	☐	69515-8					

23. POSITIONERINGSBÄLTEN & FÄSTEN

Infoblad 95906 Positioneringsbälte, 95949 Bältesfäste, 95959 Bröstselefäste

Positioneringsbälte 2 fästpunkter ☐ 13545
Beställ 1 sats fästen separat



Positioneringsbälte 4 fästpunkter ☐ 13546
Beställ 2 satser fästen separat



Bältesfäste, sats om 2 st ☐ sats 69710-1



Montering av bältesfäste ☐ 69710-8

Bröstselfäste för Flexiryg, par ☐ 69720-5
Inkl. fästen för nedre band



Bröstselfäste för Planrygg, par ☐ 69730-5
Inkl. fästen för nedre band




Montering av bröstselesfäste ☐ 69720-8 (Flexi)
69730-8 (Plan)

24. EKERSKYDD & HJULKÅPOR

Infoblad 95938 Hjul

Ekerskydd för drivhjul HD Balance 24, par ☐ 15471 (24"), 15472 (20")

Montering av ekerskydd ☐ 15475-8



Hjulkåpor för drivhjul HD Balance 16, par ☐ 15690

Montering av hjulskåpor ☐ 15690-8



25. ELFUNKTIONER

Infoblad 95951 Elfunktioner

Elektrisk sitsstilt och ryggfällning ☐ 69801
*Endast i kombination med standard sitsstilt (0-20°)
och ryggfällning (90-120°)*



Elektrisk sitsstilt ☐ 69802
Endast i kombination med standard sitsstilt (0-20°)

26. ÖVRIGA TILLBEHÖR

Utfyllnadskudde 1 cm, par <i>Minskar sitsbredden 1 cm per sida. Se Infoblad 95937.</i>	☐	69680
Distans Sidostöd 1 cm, par <i>Minskar sitsbredden 1 cm per sida. Se Infoblad 95937.</i>	☐	62458-1
Ryggkil <i>Skjuter fram ryggdynan på ena sida. Se Infoblad 95958.</i>	☐	69698-1
Profilstopp <i>Hjälper till att montera huvud-/nack- och bålstöd i rätt position. Se Infoblad 95932.</i>	☐	st 12799
Väskkrok <i>Se Infoblad 95957.</i>	☐	st 13605
Montering av väskkrok	☐	13605-8
Droppställning <i>Se Infoblad 95956 och Riskinformation 95707.</i>	☐	69760
Droppställningsfäste	vänster ☐	69755-1
	höger ☐	69755-2
Montering av droppställningsfäste	☐	69750-8
Syrgashållare 2 liter <i>Se Infoblad 95955 och Riskinformation 95707.</i>	☐	56905
Montering av syrgashållare	☐	56904-8



27. KOMMENTARER

