

BESTÄLLNINGSGUIDE, RULLSTOLSSCHASSI 16 & 24

Datum: Beställningsnr:

Beställare: Telefon:





Kontaktperson: Telefon:

Brukare: Ev. representant HD Rehab:

- Beställningsguiden används vid beställning av endast **en** rullstol i en viss konfiguration och med eventuella tillbehör.
- Alla delar som ingår i standardkonfigurationen av Rullstolschassi är markerade med kryssruta med fet ram (**☐**). Dessa alternativ kommer att levereras på din rullstol om du inte gör några andra val.
- För mer information om olika konfigurationer och tillbehör se Förskrivarinformationen (art.nr. 95715) och respektive infoblad. Om djupare information önskas finns även bruksanvisningar/monteringsanvisningar på vår hemsida www.hdrehab.se.

1. CHASSI

INFOBLAD: ART. NR. 95920

	Sits- bred	Standard	Art. nr.
	38		60230-6
Rullstolschassi 24 MANUELL RULLSTOL	42		60330-6
	46		60430-6
	50		60530-6
	38		60235-6
Rullstolschassi 24 MANUELL RULLSTOL FÖRLÄNGD SITTRAM +5 CM	42		60335-6
	46		60435-6
	50		60535-6
	38		60270-6
Rullstolschassi 16 TRANSPORTMODELL	42		60370-6
	46		60470-6
	50		60570-6
	38		60275-6
Rullstolschassi 16 TRANSPORTMODELL FÖRLÄNGD SITTRAM +5 CM	42		60375-6
	46		60475-6
	50		60575-6

2. DRIV- & LÄNKHJUL

INFOBLAD: ART. NR. 95938

	HD Balance 24	Art. nr.	HD Balance 16	Art. nr.
PUR (Polyuretan) drivhjul PUNKTERINGSFRITT MED ALU-DRIVRING		67505-1		67551-1
Flexel drivhjul PUNKTERINGSFRITT MED ALU-DRIVRING		67506-1		67552-1
Luftpumpade drivhjul MED ALU-DRIVRING		67507-1		67553-1
 Ekerskydd för drivhjul Balance 24 BESTÄLL MONTERING NEDAN OM SÅ ÖNSKAS	___ st	15471		
Montering av ekerskydd		15475-8		
Länkhjul 175x43 mm		67310		67310
Länkhjul 175x28 mm		67316		67316

Länkhjul 200x28 mm GER KONFLIKT MED FOTSTÖD I 90° POSITION	67317	67317
Länkhjul Flexel 200x50 mm	67314	67314
Länkhjul 125x27 med förlängd gaffel	67318	67318
Länkhjulstapp smal MINSKAR TOTALBREDDEN (I KOMBINATION MED INFLYTTAD DRIVRING). SE INFOBLAD HJUL ART.NR. 95938	69991-1	69991-1



3. DRIVRINGAR

INFOBLAD: ART. NR. 95938





	HD Balance 24	Art. nr.
Aluminium		15491
Rostfritt stål		15492
Soft grip, plastbeklädd		15493
Inflyttad drivringsposition MINSKAR TOTALBREDDEN, BRUKAREN KAN EJ KÖRA SJÄLV		15499-8

4. KÖRBYGEL / KÖRHANDTAG / VÅRDARBROMS





INFOBLAD: ART. NR. 95939

	Vänster	Art. nr.	Höger	Art. nr.
 Körhandtagssida, standard MED VÅRDARBROMS		62330-1		62330-2
 Körhandtagssida, förhöjd +12cm MED VÅRDARBROMS		62330-5		62330-6
Längre broms-, sitstiltvagnar krävs, ingår vid beställning av rullstol.				

 Körbygelsida, vinkelställbar MED VÅRDARBROMS		62392-1		62392-2
---	--	---------	--	---------



	Sittbredd	
 Körbygel, standard	38	62341-1
	42	63341-1
	46	64341-1
	50	65341-1
 Körbygel, extra djup +8 CM	38	62342-1
	42	63342-1
	46	64342-1
	50	65342-1
 Körbygel, förhöjd bockad EJ I KOMBINATION MED FÖRHÖJD KÖRHANDTAGSSIDA ELLER VINKELSTÄLLBAR KÖRBYGELSIDA	38	62343-1
	42	63343-1
	46	64343-1
	50	65343-1
 Separata körhandtag EJ I KOMBINATION MED VINKELSTÄLLBAR KÖRBYGELSIDA (EJ BEROENDE AV SITTBREDD)		10295





5. BENSTÖDSÖVERDEL

INFOBLAD: ART. NR. 95933	Vänster	Höger	Sittbredd	Art nr Vänster	Art nr Höger
	Benstöd vinkelställbart STANDARDLÄNGD			62725	62720
	Benstöd vinkelställbart KORT			62721	62722
	Benstöd vinkelställbart LÅNGT			62723	62724
	Frikopplingsreglage knäled ENSIDESREGLERING AV BENSTÖDSVINKEL FÖR HELT FOTSTÖD / FOTLÅDA / / HELT VADSTÖD			62733-5	På förfrågan
	Amputationsbenstöd VINKELSTÄLLBART		38	62771	62772
	KOMPLETT MED VADSTÖD		42	63771	63772
			46	64771	64772
			50	65771	65772
	Benstöd fast vinkel 90° STANDARDLÄNGD			63758-1	63758-2
	Benstöd fast vinkel 90° LÅNGT			63758-3	63758-4
	Benstöd fast vinkel 90° KORT			63758-5	63758-6
	Benstöd fast vinkel 105° STANDARDLÄNGD			63759-1	63759-2
	Benstöd fast vinkel 105° LÅNGT			63759-3	63759-4
	Benstöd fast vinkel 105° KORT			63759-5	63759-6

Utan benstöd

6. VADSTÖD










INFOBLAD: ART. NR. 95934	Vänster	Höger	Sittbredd	Art nr Vänster	Art nr Höger
	Vadstöd delat		38	62801	62802
			42	63801	63802
			46	64801	64802
			50	65801	65802
	Vadstöd delat +30		38	62803	62804
	EXTRA DJUP +30MM		42	63803	63804
			46	64803	64804
			50	65803	65804
	Vadstöd delat +50		38	62805	62806
	EXTRA DJUP +50MM		42	63805	63806
		46	64805	64806	
		50	65805	65806	
	Vadstöd helt		38	62811	
	BESTÄLL FRIKOPPLINGSREGLAGE FÖR KNÄLED SEPARAT OM SÅDAN ÖNSKAS		42	63811	
			46	64811	
			50	65811	

	Vadstöd helt +30	38	62812
	EXTRA DJUP +30MM	42	63812
	BESTÄLL FRIKOPPLINGSREGLAGE FÖR KNÄLED SEPARAT OM SÅDAN ÖNSKAS	46	64812
		50	65812
	Vadmatta	38-42	63891
	TVÅ STORLEKAR: SB38-42 RESP. SB 46-50. BESTÄLL FÄSTEN SEPARAT	46-50	65891
	Vadband		63892
	EN STORLEK FÖR ALLA SITSBREDDER BESTÄLL FÄSTEN SEPARAT		
	Fästen vadband/vadmatta		63895
	KOMPLETT SET MED 2 ST		

Utan vadstöd

7. FOTSTÖD











INFOBLAD: ART. NR. 95935

	Vänster	Höger	Sittbredd	Art nr Vänster	Art nr Höger
			38	62909	62908
	Fotstöd delat		42	63909	63908
	STANDARDLÄNGD		46	64909	64908
			50	65909	65908
			38	62903	62904
	Fotstöd delat		42	63903	63904
	KORT		46	64903	64904
	ANVÄNDS MED BENSTÖDSÖVERDEL KORT.		50	65903	65904
			38	62951	
	Fotstöd, helt		42	63951	
	STANDARDLÄNGD		46	64951	
	BESTÄLL FRIKOPPLINGSREGLAGE FÖR KNÄLED SEPARAT OM SÅDAN ÖNSKAS		50	65951	
			38	62953	
	Fotstöd, helt		42	63953	
	KORT		46	64953	
	ANVÄNDS MED BENSTÖDSÖVERDEL KORT. BESTÄLL FRIKOPPLINGSREGLAGE FÖR KNÄLED SEPARAT OM SÅDAN ÖNSKAS		50	65953	
			38	62981	
	Fotlåda		42	63981	
	STANDARDLÄNGD		46	64981	
	BESTÄLL FRIKOPPLINGSREGLAGE FÖR KNÄLED SEPARAT OM SÅDAN ÖNSKAS		50	65981	
			38	62982	
	Fotlåda		42	63982	
	KORT		46	64982	
	ANVÄNDS MED BENSTÖDSÖVERDEL KORT. BESTÄLL FRIKOPPLINGSREGLAGE FÖR KNÄLED SEPARAT OM SÅDAN ÖNSKAS		50	65982	
	Fotstödssida			65987	65986
	ANVÄNDS TILL FOTSTÖD STANDARDLÄNGD				
	Montering av fotstödssida			65987-8	
	Hälband			62995-1	
	SATS 2ST, FÖR DELAD FOTPLATTA EN MODELL FÖR ALLA BREDDER				
	Montering av hälband			62995-8	
	Polstring, delad		38-42	62991-1	
	SATS 2ST, FÖR DELAD FOTPLATTA		46-50	64991-1	

	Polstring, hel	38	62993-1
	FÖR HELT FOTSTÖD	42	63993-1
	ELLER FOTLÅDA	46	64993-1
		50	65993-1

Utan fotstöd**8. ARMSTÖD**

INFOBLAD: ART. NR. 95936

	Vänster	Höger	Art nr Vänster	Art nr Höger
	Armstöd standard INKLUSIVE POLSTRADE SIDOSTÖD		62401	62402
	Armstöd bred INKLUSIVE POLSTRADE SIDOSTÖD		63401	63402
	Armstöd, lågt INKLUSIVE POLSTRADE SIDOSTÖD		62405	62406
	Armstöd bred, lågt INKLUSIVE POLSTRADE SIDOSTÖD		63405	63406
	Sidostöd med Stople UTAN ARMSTÖDSPLATTA		62451-1	62451-2
	Armstödssarg		62471	62472
	Armstödssarg bred ANVÄNDS TILL ARMSTÖD BRED		63471	63472
	Montering av armstödssarg		62471-8	
	Hemiplegiarmstöd hög		63491	63492
	Hemiplegiarmstöd låg		63493	63494
	Armstödslåsning, par LÅSER ARMSTÖDEN I SITSRAMEN		62459	
	Montering av armstödslåsning		62459-8	

Utan armstöd**ALTERNATIVA UTFÖRANDE**

Alternativa utföranden av HD Balance rullstolar ska riskbedömas.

Bedöm om den aktuella brukaren får förhöjd tipp- och/eller klämrisk i och med modifieringen. Om det finns en förhöjd risk måste det avgöras om det alternativa utförandet är motiverat trots detta.

Var noga med att **informera berörda om dessa risker!**


9. BALANSPUNKT

INFOBLAD: ART. NR. 95942

	Art nr	
Framåtflyttad sitsenhet (TYNGDPUNKT)	67056-8	SE DOKUMENT 95758, 95759. och Riskinformation dok. 95707
Bakåtflyttad sitsenhet (TYNGDPUNKT)	67057-8	
Drivhjul i bakre position FLYTTAT 5 CM BAKOM STANDARDPOSITION	67551-8	

10. SITTHÖJD

INFOBLAD: ART. NR. 95943

	Art nr	
Höjd sitthöjd +5 cm	67052-8	SE DOKUMENT 95758, 95759. och Riskinformation dok. 95707
Sänkt sitthöjd -3 cm	67053-8	
	PUR	67515-2
20" Hjul på HD Balance 24 SÄNKER SITTHÖJDEN MED CA 4 CM.	Flexel	67516-2
	Luftpumpade	67517-2
125x27 Länkhjul på HD Balance 24 KAN BARA ANVÄNDAS I KOMBINATION MED 20" DRIVHJUL PÅ RULLSTOL	PUR	67315
 Ekerskydd för 20"-hjul	___ st	15472
Montering av ekerskydd		15475-8

11. SITSTILT / RYGGVINKLING

INFOBLAD: ART. NR. 95944

	Art nr	
<i>STANDARD ÄR 0-20° SITSTILT OCH FAST RYGGVINKEL I 95°.</i>		
Sitstilt -5° - 20° MEDGER 5° FRAMÅTTILTNING.	67820-8	Se Riskinformation dok. 95707
Utökad sitstilt 0° - 30° OBSERVERA ATT DRIVHJULET BÖR SITTA I BAKRE POSITION!	67823-8	Se Riskinformation dok. 95707
Utökad sitstilt -5° - 30° MEDGER 5° FRAMÅTTILTNING. OBSERVERA ATT DRIVHJULET BÖR SITTA I BAKRE POSITION!	67824-8	Se Riskinformation dok. 95707
Fast ryggvinkel DEN FASTA VINKELN GÅR ATT JUSTERA INOM 90°-105° Levereras med 95° vinkel om inget val görs		STANDARD PÅ RULLSTOLSSCHASSI Önskas levererad med följande vinkel: ____ grader (90-105 möjligt)
Reglerbar Ryggfällning GASFJÄDER - REGLERBAR 90°-120°	67701-8	

12. UTFÖRANDE FÖR HÅRT BELASTANDE BRUKARE

INFOBLAD: ART. NR. 95946

Fjädrande rygg FINNS BÅDE TILL VINKLINGSBAR RYGG OCH FAST RYGGVINKEL		
---	--	--

13. BROMSAR, SPECIALVARIANTER

INFOBLAD: ART. NR. 95947

Brukarbroms till HD Balance 16	67130-1
Brukarbromsar med förlängt handtag PASSAR BALANCE 24	67115-5

14. TILLBEHÖR, SPECIALVARIANTER

Huvud-/Nackstödsrör, förlängt +10 cm SE INFOBLAD HUVUDSTÖD / NACKSTÖD ART. NR. 95932	12780-1
---	---------

TILLBEHÖR










15. HUVUD- / NACKSTÖD

INFOBLAD: ART. NR. 95932

Grå Svart
Trevira Trevira Dartex










Art nr Grå Art nr Svart Art nr Dartex

DET ÄR MÖJLIGT ATT VÄLJA HUVUD-/NACKSTÖD I SPECIALUTFÖRANDE. SE AVSNITT
SPECIALUTFÖRANDE - TILLBEHÖR, SPECIALVARIANTER.

	Huvudstöd Basic	69108-1	69108-3	69108-2			
	Huvudstöd Side SIDOSTÄLLBART	69101-1	69101-3	69101-2			
	Huvudstöd Side + MED FÄSTEN FÖR SIDOSTÖD SIDOSTÖD BESTÄLLS SEPARAT	69104-1	69104-3	69104-2			
	Sidostöd till huvudstöd, Vario STÄLLBAR VINKEL	___	___	___ st	69182-1	69182-3	69182-2
	Sidostöd till huvudstöd, Fix FAST VINKEL	___	___	___ st	69181-1	69181-3	69181-2
	Huvudstödsöverdrag SVART TREVIRA	___	___	___ st	49911		
	Nackstöd, Side	69111-1	69111-3	69111-2			
	Nackstöd, Side + MED FÄSTEN FÖR SIDOSTÖD	69114-1	69114-3	69114-2			
	Sidostöd till nackstöd, Vario STÄLLBAR VINKEL	___	___	___ st	69191-1	69191-3	69191-2
	Extra klädsel till huvudstöd Basic	___	___	___ st	49922	49952	49924
	Extra klädsel till huvudstöd Side	___	___	___ st	49921	49951	49923
	Extra klädsel till nackstöd Side	___	___	___ st	49926	49953	49927
	Extra klädsel till sidostöd FÖR HUVUDSTÖD OCH NACKSTÖD	___	___	___ st	49931	49941	49932



16. BORD



INFOBLAD: ART. NR. 95930

		Antal	Sittbredd	Art nr
	Bord PC rökfärgat UTAN POLSTRING BESTÄLL FÄSTEN SEPARAT		38	69521
		___ st	42	69531
			46	69541
			50	69551
	Bord PC rökfärgat MED POLSTRING BESTÄLL FÄSTEN SEPARAT		38	69522
		___ st	42	69532
			46	69542
			50	69552
	Bord Trä (Ek) UTAN POLSTRING BESTÄLL FÄSTEN SEPARAT		38	69525
		___ st	42	69535
			46	69545
			50	69555
	Bord Trä (Ek) MED POLSTRING BESTÄLL FÄSTEN SEPARAT		38	69526
		___ st	42	69536
			46	69546
			50	69556
	Stödbord POLSTRAT BESTÄLL FÄSTEN SEPARAT		38-42	69592
		___ st	46-52	69594
	Muggbord (Ek) BESTÄLL SPECIELLT FÄSTE SEPARAT	Vänster ___ st		69581
		Höger ___ st		69582
	Bordsfäste SATS OM 2 ST, INKL SKRUV	___ st		69515-1
	Bordsfäste, med låsning SATS OM 2 ST, INKL SKRUV	___ st		69515-5
	Muggbordsfäste, med låsning INKL SKRUV	Vänster ___ st		69585-1
		Höger ___ st		69585-2
	Montering bordsfäste på rullstol			69515-8

17. ÖVRIGA TILLBEHÖR

INFOBLAD: ART. NR. 95950

		Antal	Art nr
	Profilstopp HJÄLPER TILL ATT MONTERA HUVUD-/ NACK- OCH BÄLSTÖD I RÄTT POSITION	___ st	12799
	Väskkrok	___ st	13605
	Montering av väskkrok på rullstol		13605-8

	Droppställning					
	BESTÅLL FÄSTE SEPARAT		___ st	69760		
	Droppställningsfäste	VÄNSTER		___ st	69750-1	Se Riskinformation dok. 95707
		HÖGER		___ st	69750-2	Se Riskinformation dok. 95707
	Montering av droppställningsfäste på rullstol			69750-8		
	Syrghållare HD 2 liter		___ st	56905	Se Riskinformation dok. 95707	
	Montering av syrgashållare HD på rullstol			56904-8		

Övriga kommentarer

Kontrollera att alla uppgifter stämmer.