

# Sidostödspolstring till lågt armstöd

Art nr: 69686, 69687

**Bruksanvisning /  
Monteringsanvisning**

Sida 1 (1)

## Ingående delar:

1 x



## Montering

Montera polstringen enligt följande:

Trä på polstringens djupa ficka först (främre änden) och därefter krängs bakre änden över sidoplattans kant. Detta kan vara lite besvärligt beroende på att passformen hos polstringen är tight. Så här ska det se ut när det är klart:



## Användning och skötselråd

Polstringen kan rengöras genom avtorkning med tvål och vatten.

För övrig information se Underhållsanvisning, art nr 95730.