

Ingående delar


1 x



1 x



Montering



1. Trä fickan (a) över främre delen av sidostödet.
2. Fäst kardborrbandet (b) runt bakkdelen av sidostödet.

Användning och skötselråd


Utfyllnadskuddarna kan rengöras genom avtorkning med tvål och vatten. För övrig information se Underhållsanvisning.

Parts included

1 x



1 x

**Assembly**

1. Put the front part of the side support into the pocket of the padding (a).
2. Attach the velcro (b) around the rear part of the side support.

Care instructions

The extra side paddings can be cleaned by wiping with soap and water. For further information see Maintenance Instructions.