



HD Motion är utrustad med tippskydd, se bild A. Samma tippskydd används som standard för HD Motion 22 med 22" drivhjul och HD Motion 16 med 16" drivhjul.




20"-hjul

Om HD Motion 22 förses med 20" drivhjul byts standard tippskydd ut mot en variant som har ett kortare rör, se bild B.



24"-hjul

Om HD Motion 22 förses med 24" drivhjul byts standard tippskydd ut mot en variant som har en längre hjulhållare, se bild C.



Byt av tippskydd

Byte av tippskydd ska utföras av utbildad personal. Se *Teknisk Information*, dokument nummer 96720, för instruktioner.